

SE000036 Immobilizzatore spinale I-MEDIK (estricatore) KED - ISTRUZIONI D'USO**Descrizione**

Questo dispositivo di estrinsecazione è progettato per immobilizzare il paziente quando viene colpita la colonna vertebrale.

Il design ne consente l'uso come un versatile dispositivo per sospette fratture costali, fratture dell'anca o fratture pelviche. I lembi laterali possono essere ripiegati per l'uso di dispositivi di monitoraggio cardiaco o di defibrillazione. Può essere radiografato e può essere utilizzato anche su bambini piccoli e donne in gravidanza.

Parametri tecnici

Configurazione: giacca avvolgente, scollatura regolabile

2 cinturini sulla fronte / mento e borsa per il trasporto.

Materiale: tessuto Oxford Oxford 400D * 400D (320g / m²) e bambù

Come usare il dispositivo

Parte 1.

- Rimuovere il dispositivo dalla custodia e srotolarlo.
- Posizionare il cuscinetto del collo e le cinghie del poggiatesta.
- Si raccomanda che i tre risponditori siano disponibili durante l'applicazione di questo dispositivo.
- Un soccorritore dovrebbe stabilizzare manualmente la testa e il collo mentre il collare cervicale di dimensioni appropriate (non incluso) viene applicato al paziente.
- La testa e il collo devono continuare a essere supportati manualmente durante la procedura.
- Con un risponditore su entrambi i lati del paziente, far scorrere delicatamente il dispositivo di estrinsecazione dietro la schiena, riducendo al minimo qualsiasi movimento del paziente.
- Le protezioni non devono essere rivolte verso il paziente.
- Assicurarci che il dispositivo di estrinsecazione sia centrato sulla colonna vertebrale del paziente.



Parte 2.

- I poggiatesta sono piegati e tenuti in posizione con dispositivi di fissaggio a velcro.
- Rilasciali allentando gli elementi di fissaggio. Nota che le cinghie sono regolabili in lunghezza.
- Le cinghie con linguetta saranno sul lato destro del paziente, i ricevitori a sinistra.
- Tirare le cinghie delle gambe con le fibbie bianche fuori dietro il paziente e tirarle fuori dai lati.
- Allacciare le cinture centrali e inferiori del torace.
- Per il momento, non lasciare il poggiatesta superior aperto.
- Sollevare il dispositivo di estrinsecazione in posizione dietro il paziente, fino a quando i lembi del torace sono posizionati saldamente sotto le ascelle del paziente.
- Serrare le cinture del torace centrale e inferiore.
- Passare il corrispondente poggia gambe sotto ciascuna gamba del paziente.
- Sollevare la cinghia tra le gambe e allacciare la linguetta al ricevitore sul lato opposto del dispositivo di estrinsecazione e stringere.

Parte 3.

- Riempire eventuali spazi vuoti tra il collo del paziente e il dispositivo di estrinsecazione usando l'apposita placca o altra imbottitura.
- Il pad del collo può essere piegato aumentando lo spessore.
- Avvolgere i lembi intorno alla testa del paziente e utilizzare una delle cinghie del poggiatesta bianche per fissare i lembi attorno alla fronte del paziente.
- Utilizzare l'altra cinghia del poggiatesta per fissare i lembi intorno al mento del paziente.

Parte 4.

- Fissare e stringere la parte superiore del torace.
- Verificare che tutte le restrizioni siano correttamente serrate.
- Verificare che il dispositivo di estrinsecazione sia centrato e in posizione lungo la lunghezza della colonna vertebrale e che i lembi del torace siano fermamente sotto le ascelle.
- Ruotare con cautela, inclinare o sollevare il paziente per estrarlo su un piano di sostegno o su un altro dispositivo di trasporto spinale.
- Spostare il paziente e il dispositivo di estrinsecazione sul piano di sostegno usando le cinghie di ritenuta.

NB: Ogni utente dovrebbe leggere attentamente le istruzioni e fare pratica con il dispositivo di estrinsecazione prima dell'uso. Si tratta di linee guida generali per l'uso di questo dispositivo.

