



PRESTAN Professional Manichino Adulto Serie 2000

Manuale d'Uso e Manutenzione

GRAZIE per aver scelto il
Manichino Adulto PRESTAN Professional Serie 2000!



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle con il/i manichino/i. Per informazioni sui distributori autorizzati PRESTAN, guide di aiuto, risorse e altro, visitare il sito Web PRESTAN all'indirizzo www.prestanproducts.com.

PRESTAN Professional Serie 2000 Manichino Adulto

*Mobile device not included

PRESTAN Professional Adult Serie 2000 Manichino 4-Pack

*Mobile device not included

Per riferimento futuro, annota di seguito il Distributore Autorizzato PRESTAN presso il quale hai acquistato i tuoi manichini. Chiama il tuo distributore autorizzato PRESTAN per domande sui prodotti, riordino di parti/accessori o problemi di garanzia:

Distributore Autorizzato

Telefono

Data Acquisto

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MODELLI RELATIVI A QUESTO MANUALE D'USO

PRODOTTO	UNITA'	QUANTITA'	INCLUDE RCP MONITOR	BORSA DA TRASPORTO	FACE SHIELDS E LUNG BAG INCLUDE
PP-AM-2000-1-MS PP-AM-2000-1-DS	SINGOLO	1 ADULTO	SI	BORSA SINGOLA	PACCO DA 10
PP-AM-2000-4-MS PP-AM-2000-4-DS	4-PACK	4 ADULTI	SI 1 PER MANICHINO	BORSA DA 4 A STRAPPO	PACCO DA 50

IMPORTANTI INFORMAZIONI A RIGUARDO DELLA TABELLA SOPRASTANTE

* Il monitor per RCP è una funzione di feedback brevettata per i manichini PRESTAN Professional Adult serie 2000 che consiste in un banco di luci a LED che risponde alle compressioni (vedere la sezione sul monitor per RCP). Il monitor per RCP (richiede due (2) batterie 'AA'; non incluse) è preinstallato nella spalla sinistra del manichino adulto.

* Tonalità della pelle disponibili: uno qualsiasi dei modelli sopra indicati potrebbe essere disponibile in una delle due tonalità della pelle:

- Un numero di modello con un "-MS" alla fine (ad esempio PP-AM-2000-MS) indica un tono della pelle medio
- Un numero di modello con un "-DS" alla fine (ad es. PP-AM-2000-4-DS) questo significa carnagione scura Se manca qualcosa, contatta il Distributore Autorizzato PRESTAN dove hai effettuato l'acquisto.

ATTENZIONE:

- Quando si installano le batterie nel monitor CPR, assicurarsi che siano installate correttamente facendo corrispondere i contrassegni positivo (+) e negativo (-) all'interno del vano batterie.

PULIZIA

- La pelle del viso e del corpo del manichino professionale Prestan® è realizzata con lo stesso materiale e può essere pulita allo stesso modo.
- Se il materiale si sporca, pulire con una miscela di acqua e sapone. Se l'area è estremamente sporca, è possibile utilizzare comuni detersivi per la casa. Si raccomanda che l'uso di questi detersivi sia fatto con cautela con una quantità minima di abrasione per assicurare la durata della pelle.
- Una gomma da cancellare in schiuma melamminica può essere utilizzata con cautela per le macchie.
- Si sconsiglia l'uso di detersivi contenenti cera, olio o agrumi
- Qualsiasi detersivo non elencato/consigliato sopra può essere testato in un'area non visibile del manichino. Aprire il busto del manichino e testare il detersivo sul lato inferiore. Monitorare per 24 ore. In caso di reazione indesiderata, non utilizzare il detersivo sul manichino.
- La pelle del viso può anche essere igienizzata con salviettine imbevute di alcol o imbevute di una soluzione di 1/4 di tazza di candeggina mescolata con 5 lt d'acqua per 10 minuti. Tra un uso e l'altro si consiglia di pulire i volti con un panno imbevuto di alcol come ulteriore misura di sicurezza.
- Non dimenticare di pulire allo stesso modo la pelle della parte superiore del torace per igienizzare anche l'interno del manichino.
- Le pelli sostitutive per il viso e il busto possono essere acquistate dal tuo Distributore Autorizzato Prestan.

CONSERVAZIONE

Conservare il/i manichino/i Prestan Professional nelle borse da trasporto in nylon.

- La testa del manichino deve essere rimossa per proteggere i lineamenti del viso, in particolare il naso.
- Per una maggiore protezione, riporre il manichino all'interno della borsa per il trasporto e posizionare la borsa per il trasporto all'interno della scatola di spedizione originale.
- Non impilare i manichini a meno che non si trovino all'interno della scatola di spedizione originale o di un altro contenitore protettivo.
- La borsa in nylon per il trasporto del/i manichino/i Prestan Professional non è pensata per riporre o trasportare oggetti (es. libri) oltre al/i manichino/i - utilizzare la borsa per il trasporto solo per il/i manichino/i previsto/i per evitare danni alla borsa.
- Conservare il/i manichino/i in un luogo fresco e asciutto, a temperature comprese tra 50°-70° F e 50% di umidità relativa. Per una conservazione superiore a 1 mese, si consiglia di rimuovere le batterie dal monitor della frequenza RCP (se il manichino dispone di questa funzione).

FACE-SHIELD/LUNG-BAG PER IL SOLLEVAMENTO DEL TORACE

- Il Face-Shield/Lung-Bag (PP-ALB-10, PP-ALB-50) combina il Face-Shield e il Lung Bag in un'unica via aerea a forma di T per il manichino. L'aria entra attraverso l'apertura Face-Shield e gonfia la sacca polmonare all'interno, che fornisce il visibile aumento del torace in risposta ai respiri RCP somministrati.
- Le borse per il viso/polmone sono dimensionate specificamente per adattarsi a ciascun manichino professionale Prestan (adulto/bambino/neonato) e non sono intercambiabili tra le diverse dimensioni del manichino.
- La Face-Shield copre la bocca del manichino. Rimane in posizione agganciando le estremità ai bottoni situati su ciascun lato della testa (sotto le orecchie).
- Il Lung-Bag viene posizionata sul torace del manichino (sotto la pelle del busto) e si riempie di aria con le respirazioni RCP somministrate. Ciò fornisce un aumento visivo del torace
- Le borse protettive per il viso/polmone sono un articolo di consumo e devono essere cambiate a seconda di come vengono utilizzate:
 - o Se le insufflazioni vengono somministrate per via orale, direttamente o tramite l'adattatore della maschera di salvataggio, la visiera/la sacca polmonare deve essere cambiata (sia per scopi sanitari che di prestazioni).
 - o Se le insufflazioni vengono somministrate con un Pallone Ambu, non è necessario cambiare il Face-Shield/Lung-Bag.
- Quando un manichino è condiviso da più di una persona, si raccomanda che ognuno sia dotato di un proprio salvabocca monouso:
 - o Se viene utilizzato il contatto diretto con la bocca per eseguire le insufflazioni RCP, ad ogni discente dovrebbe essere fornita la propria face shield (PP-AFS-50) (venduta separatamente e monouso). La face shield può essere posizionata sopra il Face-Shield/Lung-Bag già installato sulla bocca del manichino.

GUIDA PER IL MONITOR RCP

- Il monitor CPR fornisce feedback sia per la frequenza che per la profondità e, quando è collegato a un dispositivo intelligente tramite Bluetooth®, può anche fornire tempo di rilascio, tempo libero e ventilazioni.
- A 2" di profondità si sentirà un "beep" udibile per indicare che è stata raggiunta la profondità consigliata.
- Le luci nell'area della spalla sinistra del busto si accendono per indicare la frequenza e si illuminano di due luci verdi quando viene raggiunta la frequenza consigliata.
- Il monitor CPR (richiede due (2) batterie 'AA'; non incluse) è una funzione di feedback brevettata che viene fornito preinstallato nell'area delle spalle del manichino PRESTAN Professional Adult Series 2000. Se hai acquistato un manichino professionale per adulti PRESTAN con o senza il monitor per RCP e successivamente decidi di voler passare al manichino serie 2000 con tempo di rilascio, ventilazione, tempo libero, profondità e frequenza delle compressioni, il kit di aggiornamento serie 2000 potrebbe essere acquistato e installato separatamente contattando il tuo Distributore Autorizzato PRESTAN.
- Per avviare il manichino PRESTAN Professional Adult Serie 2000 è necessaria una singola compressione della durata di un (1) secondo, a quel punto si sentirà un segnale acustico e le luci a LED si accendono secondo la tabella seguente. Questo segnalerà che il manichino è acceso e pronto per l'uso.
- Il monitor per RCP con manichino da addestramento serie 2000 per adulti PRESTAN Professional offre un modo unico di monitorare e fornire feedback RCP sia per la frequenza che per la profondità utilizzando una serie di luci e suoni a LED. Il feedback RCP avanzato viene fornito per frequenza, profondità, tempo di rilascio, ventilazione e tempo libero tramite l'uso di luci LED, suoni e l'app PRESTAN RCP Feedback disponibile su dispositivi iOS e Android. Il funzionamento delle luci a LED e dell'app PRESTAN CPR Feedback è disponibile di seguito e nelle pagine seguenti.

PRESTAN Series 2000 Manikin LED Sequence Table

	Connected Mode	Disconnected Mode
Sleep Mode/No Power		
Smart Device Connected Mode <small>(Cycles in sequence left to right)</small>		n/a
1st Full Compression, Not Connected Mode <small>(Wake mode/LED Test Mode)</small>	n/a	
CPM* < 60		
CPM* 60 – 79		
CPM* 80 – 99		
CPM* 100 - 120		
CPM* > 120		
Compressions Stopped		

*CPM = Compressions per minute
 = Flashing

PRESTAN Professional Adult Series 2000 Manikin



LA APP DEL PRESTAN RCP FEEDBACK

- L'app PRESTAN CPR Feedback fornisce un feedback RCP avanzato di alta qualità, in tempo reale, tramite una connessione Bluetooth® con il manichino PRESTAN Professional Adult Series 2000. Il feedback RCP avanzato (include frequenza, profondità, rilascio, ventilazione e tempo libero) viene monitorato, visualizzato facilmente e disponibile per la creazione di report, consentendo agli studenti di auto-monitorare le prestazioni e acquisire sicurezza durante l'allenamento RCP.
- L'app PRESTAN CPR Feedback consente agli istruttori di fornire una formazione completa sulla RCP monitorando le prestazioni della RCP per un massimo di sei (6) studenti alla volta. Questa app è inoltre dotata di una funzione di reporting che consente di scaricare i risultati dell'allenamento RCP direttamente dall'app.
- L'app PRESTAN CPR Feedback è per dispositivi strumentati di feedback sulla direttiva (IDFD) che soddisfano i requisiti delle ultime linee guida per il feedback sulla RCP dell'American Heart Association e della Heart & Stroke Foundation of Canada.
- Le lingue attualmente supportate dall'app PRESTAN CPR Feedback includono inglese (Stati Uniti), inglese (internazionale), tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, turco, russo, cinese (semplificato), giapponese e coreano.


Per scaricare la App del PRESTAN RCP Feedback

Visitare <https://prestan.app> per scaricare l'app PRESTAN CPR Feedback dagli app store Android/iOS, eseguire la scansione del codice QR di seguito o seguire i passaggi 1-3 per scaricare e installare l'app PRESTAN CPR Feedback.



Step 1

Connettiti all' App Store (iOS) o al Google Play Store (Android).




Step 2

Ricerca sullo store:



Step 3

Scarica l'App PRESTAN CPR Feedback



GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Barra strumenti inferiore:


Sezione Training

Monitora il training da 1 a 6 manichini in tempo reale



Sezione Link

Connetti e segui lo stato dei manichini.



Sezione Data


Gestisci i nominativi e i dati dei partecipanti



Sezione Settings

Modifica le impostazioni:

- Scegli la lingua
- Decidi come calcolare il punteggio
- Cambia le linee guida dell'RCP
 - AHA, KACPR, ERC, ARC oppure SRFAC
- Cambia il numero dei cicli




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Calibrazione della Ventilazione


Step 1

Accendere il manichino e aprire l'app.
Nota: assicurarsi che il manichino abbia una sacca polmonare installata correttamente.



Step 2

Selezionare **Link** dalla barra strumenti.



Step 3

Selezionare **Search Manikin**.



Step 4

L'elenco dei manichini collegati apparirà. Selezionare il manichino desiderato e successivamente apparirà un segno di spunta.

Step 5



In cima alla pagina selezionare **<Connected Manikin(s)>**

Step 6

Selezionare il manichino prescelto dalla lista



ODUCTS, LLC




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Calibrazione della Ventilazione

Step 7


Selezionare la modalità **Calibrate**
Dal menu Calibrazione



Step 8

Segui le indicazioni sull'app per
eseguire 5 respiri profondi nel


manichino assicurando che la sacca
polmonare
si stia gonfiando.



Step 9

Una volta completati 5 respiri,
la pagina dell'app cambierà ed
eseguirà il test.
Assicurarsi che il sensore sia calibrato.

Eseguire almeno 2 ventilazioni
arrivando nella
zona ombreggiata. Una volta
soddisfatto, tocca il
Pulsante Salva.




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Scelta Colore Manichino

Step 1

Accendere il manichino e la app.



Step 2

Selezionare **Link** sulla barra.



Step 3

Selezionare **Ricerca Manichino**.



Step 4

Una lista di manichini connessi


apparirà. Selezionate il manichino Desiderato e una spunta apparirà Accanto al manichino selezionato.



Step 5


In cima alla pagina selezionare:

<Manichino/i Connessi>



Step 6

Selezionare il manichino prescelto dalla lista



GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Scelta Colore Manichino (*continua*)

Step 7

Selezionare **Cambia** nella sezione

ColorID.

Nota: il manichino inizierà a emettere un segnale acustico ogni 5 secondi per assicurarvi

di essere collegato al manichino corretto per questa operazione.




Step 8

Applica al manichino il numero e il colore desiderati dal foglio Color ID Label che è stato fornito con il dispositivo al momento dell'acquisto. Apporre le etichette selezionate al manichino.

Step 9

Seleziona il colore corrispondente sulla app toccando il colore appropriato. Scorri la rotellina dei numeri e selezionare il numero corrispondente che è stato apposto sul manichino.

Completa l'azione selezionando **Assegna** dal fondo della pagina.




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Rinominare il Manichino

Step 1

Aprire l'App PRESTAN CPR Feedback





Step 2

Premere **CPR Training**.



Step 3

Accendere il manichino/i e premere **Connect Kit**.



1 sec.


Step 4

Selezionare il manichino/i da connettere dalla lista.




Step 5

Una volta connessi, apparirà una spunta accanto alla selezione.



Step 6

Premere **Fatto** in alto a sinistra.




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Rinominare il Manichino (continua)


Step 7

Tenendo premuto, trascina a sinistra il manichino che vuoi rinominare




Step 8

Seleziona Rinomina.




Step 9

Digita un nuovo nome e premi Rinomina.



Step 10

Un nuovo nome apparirà nella lista. Se si desidera, ripetere l'operazione per gli altri manichini




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Training con la App PRESTAN CPR Feedback

Step 1

Aprire l'App Prestan CPR Feedback





Step 2

Premere RCP Training.




Step 3

Accendere il/i manichino/i e poi premere Kit Connesso.




Step 4

Selezionare il manichino da connettere dalla lista the list.




Step 5

Una volta connesso, una spunta apparirà accanto al nome.



Step 6

Scegliere Training Method.




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Training con l'App PRESTAN RCP Feedback App (continua)


Step 7

Selezionare INIZIA.




Step 8

Iniziare il training.




Training with the PRESTAN CPR Feedback App – Interpreting Compressions Screen



GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Training con l'APP PRESTAN RCP Feedback App – Come leggere i Dati




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Usò dei Dati

Step 1


Accendi il manichino e apri l'App..

Nota: Accertarsi che il manichino sia connesso e abbia il suo interno la sacca polmonare installata correttamente.




Step 2

Selezionare **Data** dalla barra strumenti



Step 3

Selezionare la sessione desiderata




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Uso dei Dati (continua)


Selezionare "Sommaro"

Per avere un sommario delle sessioni di training effettuate.



Selezionare Grafico

Per avere una rappresentazione grafica delle sessioni effettuate




GUIDA ALL'APP PRESTAN RCP FEEDBACK (Continua)

Uso dei Dati (continua)

Interpretazione dei grafici

-  **Green Bars** – Good
-  **Yellow Bars** – Deficient
-  **Red Triangle** – Correction required
(Triangle points in direction correction needed)



INSTALLAZIONE DELLA FACE-SHIELD/LUNG-BAG

1. Sganciare il busto del Manichino Prestan Professional facendo scattare le "schede" situate nella parte superiore delle spalle (Figura 1). Sollevare con cautela la struttura del busto aperto dal collo. Nota: non tirare le linguette (dopo aver fatto scattare il fermo). Ciò potrebbe rompere le linguette o allungare il telaio nel tempo, compromettendo la funzione di aggancio




Figura 1




Figura 2

2. Attaccare la testa al busto posizionando il collo sui due perni (Figura 2).
3. Piegarla come indicato il face shield/lung bag (Figure 3a-3d)
 - Il Face-Shield/Lung-Bag ha quattro "linee tratteggiate" stampate su un lato della borsa (insieme a un ovale)




Figura 3a




Figura 3b




Figura 3c




Figura 3d

3. Inclinare indietro la testa del manichino (Figura 4).

4. Inserire la sacca polmonare piegata nella bocca del manichino (figura 5).

5. Spingere la sacca polmonare in bocca finché la sacca non esce

attraverso il collo del manichino (Figura 6).

6. Afferrare la sacca polmonare e tirarla attraverso il collo del manichino (Figura 7).

7. Attaccare le linguette di protezione facciale ai "pulsanti" situati sul lato della testa del manichino (Figura 8).

8. Abbassare leggermente la sacca polmonare per facilitare l'apertura per la bocca.

9. Quindi posizionare il Lung-Bag sopra la piastra di compressione (il pezzo circolare di plastica dura che si trova sopra l'anima in schiuma del busto) con l'impronta circolare allineata con la piastra di compressione (Figura 9).

10. Con un posizionamento corretto, il collo della sacca per il viso/polmone sarà allentato. Assicurati che non sia attorcigliato.

11. Chiudere il busto e fissare il fermo spingendo sulle linguette della spalla finché non scattano in posizione.




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7



Figura 8




Figura 9

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
RCP Rate Monitor		
<p>Impossibile trovare il monitor della frequenza RCP (monitor) – nessuna luce nell'area delle spalle</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hai acquistato un manichino Prestan Professional per adulti senza il monitor della frequenza RCP 	<ul style="list-style-type: none"> Se ti aspettavi un manichino monitorato, verifica con il distributore dove hai acquistato di aver ricevuto il manichino corretto
<p>Le spie del monitor della frequenza RCP (monitor) non funzionano correttamente</p> <p>Per aiutare a capire come funziona il Monitor, tieni presente che le luci del Monitor sono alimentate da una piccola corrente generata dal Clicker</p> <p>Segui i suggerimenti per la risoluzione dei problemi a destra nell'ordine in cui sono elencati per ottenere i migliori risultati</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le compressioni toraciche non sono sufficientemente profonde per segnalare Monitor Le batterie non sono installate, devono essere sostituite o non sono inserite correttamente nel monitor della frequenza RCP La connessione Clicker-Monitor è interrotta Il clicker potrebbe essere ostruito da polvere di plastica, interrompendo il segnale al monitor È necessario sostituire il Clicker o il Monitor 	<ul style="list-style-type: none"> Comprimere il torace fino a quando il clic non è udibile dal Clicker a 2"-2,4" Installare o sostituire le batterie nel monitor (retro del manichino, zona spalla sinistra) - richiede 2 batterie AA (1,5 V). Sul dorso del manichino, rimuovere il coprifilo lungo e sottile tra il Clicker e il monitor: premere i connettori per scollegare i fili, quindi ricollegarli per assicurare le comunicazioni Clicker-Monitor Rimuovere Clicker e soffiare via la polvere, quindi sostituire Clicker e riconnettersi con Monitor Scambiare Clicker e Monitor con manichini funzionanti (se disponibili) per determinare se il Clicker (RPP- ACLICK1) o il Monitor (RPP-AMON-1) deve essere sostituito*
<p>Le spie del monitor della frequenza RCP (monitor) sono tutte accese</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le pile sono scariche 	<p>Sostituire le pile</p>
<p>La spia rossa del monitor della frequenza RCP (monitor) lampeggia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ciò è normale dopo la sostituzione delle batterie o dopo che il manichino è stato messo in pausa: potrebbe lampeggiare fino a 16 volte per indicare lo stato di pronto 	<ul style="list-style-type: none"> Iniziare o riprendere le compressioni - il lampeggiamento smetterà e inizieranno i segnali della frequenza di feedback

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Continua)

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
Busto e Face-Shield/Lung-Bag		
Non si sente un clic durante l'esecuzione delle compressioni	<ul style="list-style-type: none"> • La posizione della mano e/o l'angolo di compressione potrebbero non essere corretti • Le compressioni potrebbero non essere sufficientemente profonde per attivare il clicker • Il clicker potrebbe essere rotto 	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare il corretto posizionamento della mano e comprimere direttamente verso il basso direttamente sopra il manichino • Comprimere tra 2 e 2,4 pollici di profondità • Riposizionare il Clicker sul retro del manichino
Il torace non si solleva quando vengono fatte le insufflazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La testa non è abbastanza inclinata all'indietro per aprire le vie aeree • La face mask non è collegata • La sacca polmonare potrebbe essere danneggiata o strappata (Nota: sono presenti fori nei colli della sacca polmonare per adulti in base alla progettazione per consentire lo sgonfiaggio) • La sacca polmonare non è distesa o posizionata correttamente sulla piastra di compressione e/o il collo della sacca è attorcigliato • La sacca polmonare ha accumulato umidità nel collo, che potrebbe far aderire i lati e impedire il passaggio dell'aria 	<ul style="list-style-type: none"> • Spingere sulla fronte e/o sollevare il mento per inclinare la testa all'indietro quanto basta per aprire le vie aeree • Fissare la maschera ai "bottoni" sul lato della testa del manichino sotto le orecchie • Soffia nella maschera viso/polmone mentre è fuori dal manichino per assicurarti che si gonfi correttamente; in caso contrario, gettala e usa un'altra Maschera per il viso/polmone • Una nuova sacca per il viso/polmone deve essere installata dopo ogni lezione o più spesso se necessario a causa dell'eccessivo accumulo di umidità
<p>Il busto del manichino non rimane chiuso</p> <p>Il busto del manichino si apre quando si fanno le insufflazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I fermi con linguette sulle spalle potrebbero non essere chiusi saldamente • La struttura del torace può essere allungata a causa di un'apertura impropria del busto • I fermi con linguette sulle spalle sono rotti a causa di un'apertura impropria del busto 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere le linguette sulle spalle: si sentirà uno scatto quando le linguette sulle spalle sono correttamente agganciate • Aprire il busto e tentare di raddrizzare il telaio allungato spingendolo nella direzione opposta • La struttura del busto deve essere sostituita

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Continua)

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
BUSTO, FACE SHIELD E LUNG BAG (continua)		
Sferragliamento nel busto	<ul style="list-style-type: none"> IL pistone potrebbe essere allentato all'interno del manichino 	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere il gruppo del monitor RCP, riposizionare il pistone e reinstallare il monitor CPR secondo la Guida all'installazione del kit aggiuntivo Serie 2000
Placca toracica rotta	<ul style="list-style-type: none"> In genere c'è un posizionamento errato (non centrato) della mano, con angolo di compressione non diretto verso il basso e/o forza di compressione eccessiva 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la placca toracica con la parte RPP-APLATE-1 (il gruppo di compressione include piastra toracica, vite)*
APP PRESTAN RCP BLUETOOTH		
" Errore "Impossibile scaricare l'app" dall'App Store sul dispositivo iOS	<ul style="list-style-type: none"> Segnale Wi-Fi assente/scarso Spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo smart App Store malfunzionante Dispositivo smart malfunzionante Lo Smart Device deve essere aggiornato Impostazione su Smart Device che blocca download/acquisto 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare la connessione Wi-Fi <p>Se non riesci a ottenere il Wi-Fi, assicurati che il dispositivo disponga di una forte connessione dati mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare la connessione Wi-Fi Controlla lo spazio di archiviazione nel tuo iPhone Riavvia l'App Store Riavvia iPhone Aggiorna iOS Metti in pausa e riavvia il download dell'app Disattiva le restrizioni per l'installazione di app Consenti acquisti nell'App Store in Limitazioni di contenuto e privacy

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Continua)

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
APP PRESTAN RCP (continua)		
<p>Impossibile scaricare l'app da Google Play Store su dispositivo Android</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnale Wi-Fi assente/scarso • Spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo smart • App Store malfunzionante • Dispositivo smart malfunzionante • Lo Smart Device deve essere aggiornato • Impostazione su Smart Device che blocca download/acquisto 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la connessione Wi-Fi <p>Se non riesci a ottenere il Wi-Fi, assicurati che il dispositivo disponga di una forte connessione dati mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svuota la cache dati del Play Store • Riavvia il dispositivo Android • Controlla lo spazio di archiviazione nel tuo dispositivo Android • Controlla la tua scheda SD se il tuo dispositivo ne ha una. Prova a espellere e reinserire la carta.
<p>Il manichino non si connette al device</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria del dispositivo smart e/o la batteria del monitor CPR potrebbe essere scarica • Il Bluetooth (BT) non è abilitato o non è disponibile sullo smart device • Device troppo lontano dal manichino • Device non compatibile • Il device/monitor RCP deve essere reimpostato o riavviato • Il Device non trova il segnale del monitor RCP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire le batterie nel manichino • Assicurati che BT sia abilitato sul tuo Smart Device e puoi vedere il simbolo BT nella parte superiore dello schermo; Se non vedi il simbolo, vai nelle impostazioni del tuo dispositivo e abilita BT • Assicurarsi che il manichino sia entro una distanza operativa di circa 6 metri dal device. Durante il processo di connessione potrebbe essere necessario avere i dispositivi entro 1,5m per una connessione più semplice • Assicurati che sul tuo dispositivo sia in esecuzione l'ultima versione del suo sistema operativo. • Per dispositivi Apple: compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Richiede iOS o iPadOS 13.0 o versioni successive. • Per dispositivi Android: richiede un dispositivo abilitato Bluetooth® LE o 5.0 con Android 5.0 o versioni successive.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Continua)

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
RCP PRESTAN APP (continua)		
<p>Il manichino non si connette al device (continua)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tentativo di riavvio graduale dei dispositivi: <ul style="list-style-type: none"> • Manichino: rimuovere le batterie e reinstallare • Smart Device: togli la modalità aereo • Rimuovi alcune vecchie connessioni BT che non utilizzi più sul tuo dispositivo annullando l'abbinamento: • Impostazioni iOS: rimuovi un dispositivo toccando il suo nome e quindi tocca "Rimuovi questo dispositivo" • Impostazioni Android: rimuovi un dispositivo toccando il nome del dispositivo, quindi tocca "Disaccoppia" • Rimuovi un dispositivo, collegato riaccoppiandolo quando necessario • Assicurati che il tuo dispositivo smart sia carico e non in modalità di risparmio energetico. <ul style="list-style-type: none"> • Potrebbe essere necessario ricollegare un dispositivo per farlo funzionare di nuovo: • Impostazioni iOS: rimuovi un dispositivo toccando il nome e quindi tocca "Rimuovi questo dispositivo". • Impostazioni Android: rimuovi un dispositivo toccando il nome del dispositivo, quindi tocca "Disaccoppia". • Rimuovi un dispositivo, collegato riaccoppiandolo quando necessario

* Contatta il tuo Distributore Autorizzato PRESTAN per acquistare la parte di ricambio o riceverla gratuitamente se il manichino rientra nel periodo di garanzia PRESTAN ed è una riparazione in garanzia.

GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI MANICHINI PER FORMAZIONE

1. 1. COPERTURA DELLA GARANZIA: Prestan offre una GARANZIA LIMITATA contro eventuali difetti di lavorazione o materiali in condizioni di normale utilizzo rispetto al suo MANICHINO DI FORMAZIONE
2. 2. PERIODO DI GARANZIA PRESTAN: Prestan garantisce il MANICHINO DI FORMAZIONE PRESTAN per tre (3) anni dalla data di acquisto.
3. Qualsiasi componente del MANICHINO DI FORMAZIONE PRESTAN che si riveli difettoso entro trentasei (36) mesi dalla data di acquisto sarà riparato o sostituito, a discrezione di Prestan, gratuitamente per il proprietario. Il proprietario è responsabile delle spese di spedizione e gestione del reso.
4. 4. RESPONSABILITÀ DEL GARANTE: Prestan riparerà o sostituirà (a discrezione di Prestan) un componente difettoso in garanzia soggetto alle disposizioni della Sezione 2 senza alcun addebito, ad eccezione dei costi di trasporto.
5. La riparazione o la sostituzione di qualsiasi componente di qualsiasi MANICHINO DI FORMAZIONE PRESTAN non estende la presente garanzia limitata né avvia un nuovo periodo di garanzia limitata.
 - A. Prestan si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia o la sostituzione quando il guasto del prodotto è dovuto a uso improprio, manipolazione errata, applicazione errata, incidente, negligenza, installazione impropria, modifica, uso di parti o accessori non autorizzati, regolazioni o riparazioni eseguite da soggetti diversi da Prestan o suo agente autorizzato, o per qualsiasi causa diversa da lavorazione o materiale difettoso.
 - B. Questa garanzia limitata non copre l'abrasione, l'uso anomalo, i danni causati da uso improprio, negligenza o modifiche non autorizzate. La presente garanzia decade se il MANICHINO DA FORMAZIONE PRESTAN viene modificato strutturalmente.
 - C. Il proprietario deve fornire una prova della data di acquisto, del luogo di acquisto e del prezzo di acquisto al fine di ottenere il servizio ai sensi della presente garanzia.
 - D. Prestan non fornisce alcuna garanzia diversa da quella contenuta nel presente documento. Nessun agente, rappresentante, rivenditore o dipendente di Prestan ha l'autorità di modificare gli obblighi o le limitazioni di questa garanzia limitata.
6. LIMITAZIONI DI GARANZIE IMPLICITE E DANNI:
 - A. Tutte le garanzie implicite sul MANICHINO DI FORMAZIONE PRESTAN, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, NON DEVONO SUPERARE NELLA DURATA I RISPETTIVI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CHE INIZIA CON LA DATA DI ACQUISTO. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.
 - B. PRESTAN NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DEL MANICHINO DA FORMAZIONE PRESTAN O DALLA VIOLAZIONE DI QUESTO O DI QUALSIASI ALTRO ESPRESSO O GARANZIA IMPLICITA. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi la suddetta limitazione o esclusione non si applica. Tutti i danni per qualsiasi violazione della presente garanzia limitata saranno limitati all'importo del prezzo di acquisto.
8. SERVIZIO DI GARANZIA: per ottenere informazioni o servizi di garanzia, contattare Prestan Products, 701 Beta Drive, Suite 3, Mayfield Village, Ohio 44143 — o chiamare Prestan (numero gratuito) al 1-800-434-7989
9. DIRITTI AI SENSI DELLA LEGGE STATALE: Questa garanzia conferisce diritti legali specifici. A seconda degli Stati, potrebbero essercene altri di maggior o minor inclusione.

