



PORTABOMBOLA E ASTA FLEBO

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	pag. 3
2. INTRODUZIONE.....	pag. 3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag. 3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag. 3
4.1 Norme e direttive di riferimento.....	pag. 3
5. AVVERTENZE GENERALI	pag. 4
6. DESCRIZIONE GENERALE	pag. 4
6.1 Vista ed elenco delle parti CPA600 - Asta flebo	pag. 4
6.2 Vista ed elenco delle parti CPA605 - Portabombola in metallo.....	pag. 4
7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO	pag. 5
7.1 Montaggio per CPA600 - Asta flebo.....	pag. 5
7.2 Montaggio per CPA605 - Portabombola in metallo	pag. 5
7.3 Smontaggio	pag. 5
8. PRIMA DI OGNI USO	pag. 5
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	pag. 5
10. MODALITÀ D'USO	pag. 5
11. MANUTENZIONE.....	pag. 6
12. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	pag. 6
12.1 Pulizia	pag. 6
12.2 Disinfezione.....	pag. 6
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO.....	pag. 6
14. PARTI DI RICAMBIO	pag. 6
15. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 6
15.1 Dimensioni	pag. 6
15.2 Specifiche tecniche	pag. 7
16. GARANZIA	pag. 7
17. RIPARAZIONI	pag. 7
18. RICAMBI	pag. 7
19. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	pag. 8

CE Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46
attuazione della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

1. CODICI

CPA600 Asta flebo

CPA605 Portabombola in metallo

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un accessorio della linea Ardea One by Moretti. Gli accessori by Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell' accessorio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l' accessorio da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

Il **portabombola** e l'**astaflebo** sono destinati principalmente a persone che hanno difficoltà motorie e respiratorie. Tuttavia sono versatili sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

NOTA: Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia accessori per carrozzine è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**.
4. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**.
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I.
7. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
8. La Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

4.1 Norme e direttive di riferimento

Test di sicurezza prescritti dalla norma UNI EN 12182:2001

5. AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!


Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini
- Non eccedere il carico massimo consentito

6. DESCRIZIONE GENERALE


6.1 Vista ed elenco delle parti CPA600 - Asta flebo

1. Tubo per fissaggio
2. Supporti per fissaggio
3. Asta telescopica
4. Volantino di serraggio



6.2 Vista ed elenco delle parti CPA605 - Portabombola in metallo

1. Piastre scorrevoli per fissaggio (4pz)
2. Tubo per fissaggio (1pz)
3. Telaio
4. Pomello (1pz)



7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO

7.1 Montaggio per CPA600 - Asta flebo

1. Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione delle parti del presente manuale.
2. Inserire il tubo per il fissaggio "1" sul telaio inferiore della carrozzina.
3. Fissare l'asta flebo per mezzo del supporto "2" sullo schienale usando le viti preesistenti della carrozzina.
4. Adesso l' accessorio è pronto all'uso.



Immagine a scopo illustrativo

7.2 Montaggio per RCA135 - Portabombola in metallo



ATTENZIONE!

Eseguire le operazioni di regolazione in assenza della bombola.

1. Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione delle parti del presente manuale.
2. Inserire il tubo per il fissaggio "2" sul telaio della carrozzina.
3. Fissare il portabombola per mezzo dei supporti "1" sul telaio della carrozzina usando le viti preesistenti della carrozzina e del portabombola.
4. SERRARE BENE LE VITI DEI SUPPORTI.
5. Assicurarsi che il tutto sia ben saldo al vostro ausilio.
6. Adesso l'accessorio è pronto all'uso.



Immagine a scopo illustrativo

7.3 Smontaggio

Eseguire il procedimento appena descritto nel senso inverso.

8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento e bloccaggio delle cinghie.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa.
- Eseguire le operazioni di regolazione in assenza della bombola.
- Controllare che tutti i componenti siano ben fissati.

10. MODALITÀ D'USO

L'assistente deve assicurare il posizionamento e regolazione dell'accessorio con la massima cura onde evitare movimenti bruschi od oscillazioni pericolose tramite i supporti in dotazione. Ogni movimento del paziente deve essere controllato da un assistente.

Apporre sull'accessorio l'articolo dovuto e procedere al normale utilizzo.

11. MANUTENZIONE

Controllare periodicamente l'accessorio: il corretto posizionamento dei tubi, le connessioni, gli agganci, il corretto fissaggio di viti e/o morsetti.

12. PULIZIA E DISINFEZIONE

12.1 Pulizia

Utilizzare un panno imbevuto di acqua o di una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcohol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

12.2 Disinfezione

Se necessario, disinfettare il prodotto utilizzando un detergente disinfettante delicato.

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

14. PARTI DI RICAMBIO

Per le parti di ricambio e gli accessori fare sempre riferimento al catalogo Master MORETTI. UTILIZZARE SOLO ACCESSORI ORIGINALI MORETTI. IN CASO DIVERSO SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU INCIDENTI CAUSATI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensioni

CPA600 - Asta flebo

Altezza "A": 100cm

Larghezza "B": 22cm

Portata: 5 kg circa

CPA605 - Portabombola in metallo

Altezza "A": 78cm

Larghezza "B": 15cm

Circonferenza max Bombola: 15cm

Portata: 20 kg circa

15.2 Specifiche tecniche

- Acciaio Cromato

Le misure possono variare di $\pm 0,5\text{cm}$

16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

17. RIPARAZIONI

Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotto non difettoso

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

18. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

19. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: **info@morettispa.com****MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com



OXYGEN BOTTLE HOLDER AND I.V.POLE

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDEX

1. CODES	pag. 3
2. INTRODUCTION	pag. 3
3. INTENDED USE	pag. 3
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY	pag. 3
4.1 Standards and guidelines reference	pag. 3
5. GENERAL WARNINGS.....	pag. 4
6. GENERAL DESCRIPTION.....	pag. 4
6.1 View and List of Components CPA600 - I.V. pole	pag. 4
6.2 View and List of Components CPA605 - Metal Oxygen bottle holder.....	pag. 4
7. ASSEMBLING/DISASSEMBLING	pag. 5
7.1 Assembling CPA600 - I.V. pole	pag. 5
7.2 Assembling CPA605 - Metal Oxygen bottle holder	pag. 5
7.3 Disassembling.....	pag. 5
8. BEFORE USE.....	pag. 5
9. PRECAUTIONS FOR USE.....	pag. 5
10. HOW TO USE	pag. 6
11. MAINTENANCE	pag. 6
12. CLEANING AND DISINFECTION.....	pag. 6
12.1 Cleaning.....	pag. 6
12.2 Disinfection	pag. 6
13. CONDITIONS OF DISPOSAL	pag. 6
14. SPARE PARTS	pag. 6
15. TECHNICAL FEATURES	pag. 6
15.1 Dimension	pag. 6
15.2 Technical specifications	pag. 7
16. WARRANTY	pag. 7
17. REPAIRING.....	pag. 7
18. SPARE PARTS	pag. 7
19. EXEMPT CLAUSES	pag. 8

CE Class I Medical Equipment
according Directive 93/42/EEC and subsequent amendment

1. CODES

CPA600 I.V. pole

CPA605 Metal Oxygen bottle holder

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing an accessories manufacturer by MORETTI S.p.A. Their design and quality are a guarantee of comfort, safety and reliability. The accessory by MORETTI S.p.A. is designed and built to meet all your demands for a practical, correct use. This user manual provides some suggestions to correctly use the accessory you have chosen and offers a lot of valuable advice for your safety. Please read carefully through the manual before using the accessory. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

3. INTENDED USE

The **Oxygen bottle holder** and **I.V. pole** is primarily intended for people who have mobility and respiratory problems. However they are adaptable both in hospitals and home.

NOTE: Check that the product has not been damaged during shipment. In case of damage do not use it and contact your dealer for further instructions.

WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to wheelchairs accessories range are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. For this purpose Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive.
2. The full list of the devices at issue are specified in Annex A in declaration.
3. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES.
4. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
5. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
6. The devices in question should be considered as belonging to class I.
7. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC and further modifications to the proper authorities.

4.1 Standards and guidelines reference

Safety tests required by UNI EN 12182

5. GENERAL WARNINGS



WARNING!


Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb entrapment and injury.

- For proper use of the device refer to this manual.
- For proper use of the device consult your doctor or therapist.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The shelf-life of the accessory is determined by the wear of parts that cannot be repaired and / or replaced.
- Be careful when children are nearby.
- Do not exceed the maximum payload.

6. GENERAL DESCRIPTION


6.1 View and List of Components CPA600 - I.V. pole

1. Fixing tube
2. Fixing supports
3. Telescopic tube
4. Knob



6.2 View and List of Components CPA605 - Metal Oxygen bottle holder

1. Slidings Plates Fixing (4pcs)
2. Knob(2pcs)
3. Frame



7. ASSEMBLING/DISASSEMBLING

7.1 Assembling CPA600 - I.V. pole

1. Unpack the product and check that the content matches with the description of the parts in the manual.
2. Insert the fixing tube "1" on the bottom frame on the wheelchair.
3. Fix the IV pole by the support "2" on the backrest using the existing screws of the wheelchair.
4. Now the accessory is ready for use.



Picture with illustrative purpose only

7.2 Assembling CPA605 - Metal Oxygen bottle holder



WARNING!

Make the adjustment operations without of the oxygen bottle.

1. Unpack the product and check that the content matches with the description of the parts in the manual.
2. Insert the fixing tube "2" on the bottom frame on the wheelchair.
3. Fix the Oxygen bottle holder by the support "1" on wheelchair frame using the existing screws of the wheelchair and the Oxygen bottle holder.
4. **TIGHTEN THE SCREWS** of the supports.
5. Make sure that everything is fixed in your aid.
6. Now the accessory is ready for use.



Picture with illustrative purpose only

7.3 Disassembling

To disassemble do the exact opposite of the above instructions.

8. BEFORE USE

- Always check the status of the mechanical parts to guarantee they are used in total safety.
- Check the device is properly assembled. Pay particular attention to the locking of the belt

9. PRECAUTIONS FOR USE

- Do not exceed the maximum load capacity.
- Make the adjustment operations without Oxygen bottle.
- Check all components are well fixed.

10. HOW TO USE

The assistant must place and adjust the accessory with the maximum care to avoid sudden movements or dangerous oscillations by the hooks. An assistant has to check any movement of the patient.

11. MAINTENANCE

Check the structure periodically: the correct positioning of the tubes, the connections, the hooks, and the complete tightening of screws and/or terminals.

12. CLEANING AND DISINFECTION

12.1 Cleaning

Use a damp cloth or a solution of lukewarm water and neutral soap.



WARNING!

Do not use abrasive substances, acids, alkali, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of the metal surfaces.

The manufacture company is not responsible for any damage caused by using materials that can damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

12.2 Disinfection

If you need to disinfect the product, use a common delicate disinfectant neutral detergent.

13. CONDITIONS OF DISPOSAL

When disposing of the device, never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead the disposal through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.

14. SPARE PARTS

For spare parts and accessories, please always refer to the MORETTI master catalogue. ONLY USE ORIGINAL MORETTI ACCESSORIES. MORETTI S.P.A. COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENT CAUSED BY IMPROPER USE.

15. TECHNICAL FEATURES

15.1 Dimension

CPA600 - I.V. POLE

Height "A": 100cm

Width "B": 22cm

Pay load: 5 kg

CPA605 - Metal Oxygen bottle holder

Height "A": 78cm

Width "B": 15cm

Oxygen bottle MAX diameter: 15cm

Pay load: 20 kg circa

15.2 Technical specifications

- Chromed plated steel

The dimensions maybe change $\pm 0,5\text{cm}$

16. WARRANTY

Every Moretti product is guaranteed for 2 (two) YEARS from the purchase date, except the restrictions specified below. The warranty shall not apply in case of damage caused by improper use, abuse, alterations of the product or any other use not in compliance with the user manual. The proper use of the product is indicated in the user manual. Moretti S.p.A. shall not be liable for any damages or personal injuries due to incorrect assembly/improper use of the device, not compliant with the user manual. Moretti does not guarantee its products against damages or faults in the following cases: natural disasters, non authorized maintenance or reparations, damages caused by electrical supply problems (if provided), use of parts or components not provided by Moretti, failure in accomplishing the guidelines and instructions for use, non authorized alterations, damages due to the transport (different from Moretti original delivery) or failure in maintaining the device as indicated in the manual. The components subject to wear are not covered by this warranty if the damage is due to the normal use of the product.

17. REPAIRING

Warranty repair

If a Moretti product shows material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti S.p.A., together with the customer, will consider whether the product fault is covered by warranty. Moretti S.p.A., at its unquestionable discretion, may replace or repair the item under warranty in a Moretti reseller point or at its own qualified offices. Labour costs for repairing the product may be at Moretti's expense if it is determined the reparation is under warranty. A reparation or replacement does not renew nor extend the warranty.

Repair not covered by warranty

A product, not covered by warranty, may be returned for reparation only after receiving prior authorization from Moretti customer service. Labour and delivery costs for an out-of-warranty reparation will be fully at the customer's or reseller's expense. Reparations of out-of-warranty products are guaranteed for 6 (six) months, from the day the customer receives the repaired product.

Non defective device

The customer is informed if, after examining and testing a returning product, Moretti decides the product is not defective. The product will be sent back to the customer and all the return delivery costs will be at his expense.

18. SPARE PARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day you receive them.

19. EXEMPT CLAUSES

Except what clearly specified in this warranty and in accordance with the law, Moretti S.p.A. does not offer its customers any other declaration, warranty or condition, expressed or implicit, including any declaration, warranty or condition of merchantability, of non violation or non interference, of suitability for a specific aim. Moretti S.p.A. does not guarantee that the use of Moretti products will be continuous and faultless. The duration of possible implicit warranties that may be applied in accordance with the law is limited to the warranty period. Some states or countries do not allow limitations to the duration of an implicit warranty, or the exoneration, or the limitations of accidental or indirect damages related to products for consumers. In such states or countries some exonerations or limitation of this warranty may not be applied to the user. This warranty is subject to modifications without any prior notice.

**WARRANTY CERTIFICATE****Product** _____**Purchased on (date)** _____**Retailer** _____**Address** _____ **Town/city** _____**Sold to** _____**Address** _____ **Town/city** _____ **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: **info@morettispa.com****MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com