

# User and maintenance manual

*jamme 'o bagno*



**joy on the beach**



**NEATECH™**



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**



La ditta costruttrice

The manufacturer

**Neatech.it**

Via A. de Curtis 4/A, 80040 Cercola (NA), Italia

dichiara, sotto la propria  
responsabilità, che la sedia a  
rotelle

under its responsibility,  
states that the wheelchair

**JOB**

è conforme alle condizioni previste  
dalla Direttiva Comunitaria CEE  
93/42;

satisfies the conditions laid down  
by European Directive 93/42;

secondo i criteri di classificazione  
dell'allegato IX della suddetta  
direttiva, la Job è classificata come

according to the criteria for  
classification of annex IX of this  
Directive, the Job is classified as

**dispositivo medico di classe I**  
**class I medical device**

### **SMALTIMENTO**



Questo prodotto ed ogni suo componente non può essere smaltito come rifiuto domestico. Per informazioni più dettagliate sulla modalità di riciclaggio e smaltimento di questo prodotto rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

### **DISPOSING**



This product and all its components can not be treated as household waste. For more detailed information on how recycle this product contact your local waste disposal service.

## **Manuale utente italiano**

1.	Presentazione della carrozzina.....	7
2.	Messa in funzione.....	8
2.1.	Controlli da compiere all'atto della consegna .....	8
2.2.	Unpacking.....	8
2.3.	Operazioni di montaggio .....	9
2.4.	Trasporto e immagazzinamento.....	13
3.	Regolazioni.....	14
3.1.	Regolazione poggiamambe.....	14
4.	Uso della carrozzina .....	15
4.1.	Accessori .....	16
4.1.1.	Coppia di braccioli.....	16
4.1.2.	Kit terza ruota .....	17
4.1.3.	Tendalino parasole.....	19
5.	Manutenzione .....	23
5.1.	Manutenzione e pulizia.....	23
5.2.	Controlli da effettuare sulla carrozzina .....	23
5.3.	Foratura pneumatici.....	24
5.4.	Specifiche tecniche .....	25
5.4.1.	Dimensioni .....	26

5.5.	Istruzione per la sostituzione delle parti .....	27
5.5.1.	Assieme ruota .....	28
5.5.2.	Telino seduta.....	29
5.5.3.	Telo poggipiedi .....	30
5.5.4.	Telo schienale .....	30
5.5.5.	Kit clips di bloccaggio .....	31
5.5.6.	Barra antiribaltamento .....	32
5.5.7.	Struttura poggiamambe.....	33
5.5.8.	Supporto anteriore .....	34
5.5.9.	Tappo per estruso bracciolo.....	34
5.5.10.	Tubo schienale completo di telo .....	35
5.5.11.	Assieme ruotino.....	36
6.	Condizioni di garanzia.....	37
6.1.	Numero seriale.....	37
6.2.	Incident reporting .....	37
1.	Product presentation .....	41
2.	Starting up .....	42
2.1.	Checks to be made on delivery.....	42
2.2.	Unpacking.....	42
2.3.	Mounting the wheelchair .....	43
2.4.	Transport and storage .....	47
3.	Adjustments .....	48
3.1.	Legrest adjustment.....	48
4.	Use of the wheelchair .....	49
4.1.	Accessories .....	50
4.1.1.	Armrests .....	50
4.1.2.	Third wheel kit.....	51
4.1.3.	Sun awning .....	53

5.	Maintenance .....	57
5.1.	Maintenance and cleaning .....	57
5.2.	Controls to be performed on the wheelchair.....	57
5.3.	Tire puncture .....	58
5.4.	Specifications .....	59
5.4.1.	Dimensions .....	60
5.5.	Instructions for parts replacement .....	61
5.5.1.	Wheel assembly.....	62
5.5.2.	Sling seat .....	63
5.5.3.	Sling legrest .....	64
5.5.4.	Sling backrest .....	64
5.5.5.	Fasteners kit.....	65
5.5.6.	Anti-tips bar .....	66
5.5.7.	Legrest structure .....	67
5.5.8.	Front support .....	68
5.5.9.	Cap for extruded armrest .....	68
5.5.10.	Backrest tube including sling backrest .....	69
5.5.11.	Third wheel assembly .....	70
6.	Warranty terms .....	71
6.1.	Serial number.....	71
6.2.	Incident reporting .....	71



# 1. Presentazione della carrozzina

Caro Amico,

Ti ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.

La JOB è una sedia per il trasporto di disabili ed anziani adatta al mare, alla neve o al trekking off-road. È munita, infatti, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciottoli, neve).

Essendo costruita con materiali in lega di alluminio che non temono l'attacco della salsedine, permette di entrare in acqua restando comodamente seduti.

È completamente smontabile per il trasporto anche in veicoli di piccole dimensioni.

## Caratteristiche

- **Ruote diametro 44 cm con pneumatici estraibili**
- **Smontabilità**
- **Ridotto ingombro del telaio smontato**
- **Telaio in alluminio**
- **Trattamento galvanico e verniciatura a polveri epossidiche**

**ATTENZIONE:** È vietato l'utilizzo della carrozzina o di sue parti per scopi diversi da quello indicato; per un corretto uso, si prega di attenersi alle indicazioni riportate all'interno del presente manuale. **La NEATECH.IT declina ogni responsabilità da danni causati dall'uso improprio degli ausili.**

**ATTENZIONE:** Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

## 2. Messa in funzione

### 2.1. Controlli da compiere all'atto della consegna

- Controllare l'integrità dell'imballo originale.
- Controllare eventuali anomalie sui documenti di trasporto.
- Controllare l'integrità e la funzionalità del dispositivo in tutte le sue parti al momento della consegna o subito dopo per assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- Assicurarsi che la superficie del dispositivo non sia danneggiata o graffiata.

### 2.2. Unpacking

All'interno dello scatolo ci sono:

- Schienale completo di telo
- Barra poggiamambe completa di telo
- Barra di appoggio anteriore
- Barra antiribaltamento
- Telaio principale completo di telo seduta e bloccaggi per tubo
- N. 2 Ruote pneumatiche
- N. 10 Clips di bloccaggio
- Documentazione
- Eventuali accessori acquistati



#### **SMALTIMENTO IMBALLAGGIO**

Per riciclare correttamente i materiali di imballaggio della Job seguire le indicazioni fornite dal servizio locale di smaltimento rifiuti

## 2.3. Operazioni di montaggio

### Barra antiribaltamento e barra di supporto

Inserire la barra antiribaltamento (D) e la barra di supporto anteriore (C) nel telaio principale come evidenziato in Figura 1. Bloccare le due barre inserendo le clips di bloccaggio.

Assicurarsi che i tubi risultino correttamente agganciati.




Figura 1



#### **ATTENZIONE**


I tubi (D) e (C) hanno uguale diametro ma (D) è più lungo.

Se si invertono i tubi (D) e (C), la carrozzina risulta sbilanciata con possibili pericoli per l'occupante.

## **Ruote**

Inserire la ruota destra e quella sinistra sull'asse del telaio come mostrato in Figura 2.


Utilizzare l'apposito foro di alloggiamento sul mozzo, preventivamente allineato con il foro presente sull'asse del telaio e inserire a fondo la clip di bloccaggio (F). Assicurarsi che le clips siano ben agganciate sui mozzi delle ruote.



**Figura 2**


## **Schienale**

Inserire lo schienale nei tubi di supporto del telaio principale come mostrato in Figura 3, quindi inserire negli appositi fori le due clips di bloccaggio per fissarlo. Assicurarsi che i bloccaggi siano ben agganciati.



**Figura 3**

Quindi fissare la fascia posta alla fine dello schienale passandola intorno all'asse delle ruote così come mostrato in Figura 4.



**Figura 4**



**ATTENZIONE**

È necessario fissare accuratamente lo schienale con le clips di fissaggio e stringere bene il velcro per evitare un suo accidentale smontaggio.

## Barra poggiamambe

Inserire la barra poggiamambe negli appositi tubolari del telaio come evidenziato in Figura 5 e bloccarla inserendo le due clips di bloccaggio (G). Per la regolazione della barra poggiamambe vedere paragrafo 3.1.




Figura 5



### ATTENZIONE

Assicurarsi che i tubi risultino correttamente agganciati.

## Smontaggio della carrozzina

Per smontare la carrozzina eseguire all'inverso le operazioni descritte.

Assicurarsi che i bloccaggi di ruote e tubi rimangano incastrati nei rispettivi alloggiamenti del telaio per evitarne la perdita.

## 2.4. Trasporto e immagazzinamento

Se non si intende usare la carrozzina per un lungo periodo, conservarla in un luogo pulito.

Se è necessario trasportare la carrozzina Job, per facilitare le operazioni, è possibile smontarla come descritto nel paragrafo 2.3 e riporla nell'apposita borsa fornita come accessorio. Si consiglia di posizionare i pezzi della sedia come mostrato in Figura 6




Figura 6

## 3. Regolazioni

### 3.1. Regolazione poggiatesta

Per la regolazione del poggiatesta sganciare le due clips di bloccaggio come mostrato in Figura 7.

Mettere il poggiatesta in una delle tre posizioni disponibili e inserire nuovamente le due clips di bloccaggio.




Figura 7

## 4. Uso della carrozzina

Non utilizzare la carrozzina in acque profonde o agitate.

È necessaria la presenza di un accompagnatore quando la carrozzina è in acqua.

Per un uso in sicurezza dell'ausilio e per evitare situazioni di rischio per l'utente verificare che **la circonferenza delle ruote sia compresa tra 1380 e 1400 mm.**

In caso contrario gonfiare o sgonfiare la ruota fino a rientrare nel range desiderato.



**Figura 8**

## 4.1. Accessori

La Job può essere equipaggiata con molteplici accessori che il produttore mette a disposizione per soddisfare le diverse esigenze del cliente.

### 4.1.1. Coppia di braccioli

Montare i braccioli (dx e sx) allo schienale come mostrato in Figura 9. Per assicurarsi un sicuro collegamento, avvitare correttamente le due viti in Figura 9 utilizzando un chiavino per bulloni ad esagono incassato da 6 mm.





Figura 9

### 4.1.2. Kit terza ruota



Non effettuare questa operazione con il paziente seduto sulla sedia.

Per prima cosa smontare la barra poggiamambe e il tubolare di supporto anteriore agendo semplicemente sulle clips di bloccaggio come evidenziato in Figura 10.



**Figura 10**

Quindi collegare il kit terza ruota infilando i tubolari nei fori posti nella parte anteriore del telaio come mostrato in Figura 11.

Applicare dunque le clips di bloccaggio negli appositi fori per assicurare il corretto collegamento.

L'eventuale regolazione in profondità è uguale alla regolazione fatta per la struttura poggiamambe. Per maggiori informazioni vedere paragrafo 3.1.




Figura 11



Prima di utilizzare il kit terza ruota controllare la pressione del pneumatico.

**La circonferenza della terza ruota deve essere compresa fra 81 cm e 84 cm.**

In caso contrario gonfiare o sgonfiare la ruota fino a che la sua circonferenza rientra nel range indicato.

### 4.1.3. Tendalino parasole

La confezione del tendalino contiene:

- Borsello contenente il tendalino e le cinghie di aggancio (1)
- Supporti per il tendalino (2)
- Barre di sostegno del tendalino (3)



**Figura 12**

Dalle barre di supporto del tendalino rimuovere il copritubo nero individuando il foro che non presenta linguette esterne (vedi Figura 13).



**Figura 13**

Facendo riferimento alla Figura 14 inserire i supporti a testa piatta di colore giallo nel foro individuato; quindi inserire il supporto per il tendalino facendolo scorrere sullo schienale. Mantenere i supporti a testa piatta in posizione parallela al terreno e rivolti verso l'alto.



**Figura 14**

Facendo riferimento alla Figura 15 agganciare la cinghia al tubolare sul retro dello schienale in modo che il moschettone sia rivolto verso l'esterno.



**Figura 15**

Agganciare la cinghia posta sul retro del tendalino al moschettone della cinghia precedentemente fissata al tubolare e tirare le cinghie fino a che siano tese.



**Figura 16**

Agganciare i tiranti del tendalino ai tubolari del poggiatesta.



**Figura 17**

Regolare la tensione dei tiranti agendo sui fermi a pressione fino a che il tendalino è stabile rispetto alla sedia.



**Figura 18**

## 5. Manutenzione



**Tutti gli interventi sulla carrozzina devono essere effettuati da un centro assistenza autorizzato**

### 5.1. Manutenzione e pulizia

Una manutenzione regolare contribuisce a conservare intatte le funzionalità e la sicurezza della Job. La carenza o l'insufficienza di cure e di manutenzione comporta una limitazione della garanzia da parte del produttore.

Per la pulizia della sedia non utilizzare dispositivi a spruzzo d'acqua ad alta pressione. Per le parti in plastica o metallo utilizzare un panno morbido inumidito con detersivi non aggressivi. Per teli sedile, poggiatesta e schienale utilizzare acqua tiepida e detersivo delicato.

Non utilizzare smacchiatori, solventi acidi ecc.

### 5.2. Controlli da effettuare sulla carrozzina

<b>INTERVENTO</b>	<b>PERIODICITÀ</b>
<b>Controllo Pressione ruote</b> Per un uso in sicurezza la circonferenza delle ruote nel range indicato ai paragrafi 4 e 4.1.2.	Settimanale
<b>Clips di bloccaggio</b> Controllare la presenza di tutte le clips di bloccaggio. Vedere paragrafo 5.5.5.	Mensile

### **5.3. Foratura pneumatici**


Nel caso di foratura della ruota, operare come indicato di seguito

- Pulire la zona danneggiata con alcool etilico.
- Quando la superficie è asciutta, applicare alcune gocce di sigillante per PVC morbido.
- attendere alcuni minuti affinché la colla si secchi, quindi gonfiare la ruota come descritto in questo manuale.

## 5.4. Specifiche tecniche

<b>Massimo peso utente</b>	125 kg
<b>Peso a vuoto</b>	7 Kg - Telaio 3 Kg - Ruota
<b>Utilizzo previsto</b>	La Job è destinata a tutte quelle categorie di utenti con difficoltà motorie temporanee o permanenti che hanno l'esigenza di compiere spostamenti sulla spiaggia e su altri tipi di superfici impervie.

### 5.4.1. Dimensioni



Le caratteristiche possono variare in base alla specifica personalizzazione di ogni singola carrozzina.

## 5.5. Istruzione per la sostituzione delle parti



L'uso di parti di ricambio o accessori non approvati dal produttore potrebbero rendere la carrozzina instabile o incontrollabile.

**Per ogni ordine contattare sempre un centro assistenza autorizzato.**

L'utente finale può comprare presso un centro assistenza autorizzato le parti di ricambio e sostituirle in autonomia.

In caso di impossibilità a sostituire autonomamente le parti, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

Codice	Descrizione
R105-001	Assieme ruota
R105-002	Telino seduta
R105-003	Telo poggiapiedi
R105-004	Telo schienale
R105-005	Kit clips di bloccaggio
R105-006	Barra antiribaltamento
R105-007	Struttura poggiamambe
R105-008	Supporto anteriore
R105-009	Tappo per estruso bracciolo
R105-010	Tube schienale completo di telo
R105-011	Assieme ruotino
R105-012	Tondino tubo seduto

### 5.5.1. Assieme ruota

Per la sostituzione dell'assieme ruota (dx o sx), togliere la clip (F) in Figura 19 e sfilare la ruota. Inserire la nuova ruota sull'asse del telaio utilizzando l'apposito foro di alloggiamento sul mozzo, preventivamente allineato con il foro presente sull'asse del telaio e inserire a fondo la clip di bloccaggio (F). Assicurarsi che la clip sia ben agganciata sul mozzo delle ruote.





Figura 19

Codice	Descrizione
R105-001	Assieme ruota

### 5.5.2. Telino seduta

Per la rimozione del telo seduta, sfilarlo semplicemente come evidenziato in Figura 20. Inserire il nuovo telo negli appositi tubolari.



**Figura 20**

Laddove necessario è possibile sostituire anche il solo tondino tubo seduta sfilandolo semplicemente dal telino.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>R105-002</b>	Telino seduta
<b>R105-012</b>	Tondino tubo seduta

### 5.5.3. Telo poggiapiedi

Togliere il poggiamambe come descritto nel paragrafo 3.1 e sfilare il telo poggiapiedi.

Inserire il nuovo telo nella stessa posizione, inserire il poggiamambe in una delle tre posizioni disponibili e inserire nuovamente le due clips di bloccaggio negli appositi fori.

Codice	Descrizione
R105-003	Telo poggiapiedi

### 5.5.4. Telo schienale

Per la sostituzione del telo schienale sganciare la fascia posta nella parte posteriore dello schienale e toglierla facendola passare intorno all'asse delle ruote.

Successivamente sfilare la corda, e infine togliere la fascetta che la mantiene collegata ai tubolari.

Inserire il nuovo telo seguendo le indicazioni in verso contrario.

Codice	Descrizione
R105-004	Telo schienale

### 5.5.5. Kit clips di bloccaggio

Laddove necessario è possibile sostituire le clips di serraggio, togliendo semplicemente le vecchie e inserendo le nuove nella stessa posizione.




Figura 21

Le clips di serraggio come evidenziato in Figura 21 si trovano nelle posizioni di seguito elencate:

- N°2 Tubolare schienale
- N°1 Ruota Job destra
- N°1 Ruota Job sinistra
- N°2 Supporto poggiambracci
- N°2 Supporto anteriore
- N°2 Barra antiribaltamento

Codice	Descrizione
R105-005	Kit clips di bloccaggio

### 5.5.6. Barra antiribaltamento

Per la sostituzione della barra antiribaltamento, togliere le due clips di bloccaggio e sfilare la barra come mostrato in Figura 22.

Inserire la nuova barra nella stessa posizione e assicurarsi di inserire correttamente le clips di bloccaggio.




Figura 22

Codice	Descrizione
R105-006	Barra antiribaltamento

### 5.5.7. Struttura poggiamambe

Per la sostituzione della struttura poggiamambe, togliere le due clips di bloccaggio e sfilare la barra come mostrato in Figura 23.

Inserire la nuova barra nella stessa posizione e assicurarsi di inserire correttamente le clips di bloccaggio.




Figura 23

Codice	Descrizione
R105-007	Struttura poggiamambe

### 5.5.8. Supporto anteriore

Per la sostituzione del supporto anteriore, togliere le due clips di bloccaggio e sfilare il supporto come mostrato in Figura 24.

Inserire la nuova barra nella stessa posizione e assicurarsi di inserire correttamente le clips di bloccaggio.




Figura 24

Codice	Descrizione
R105-008	Supporto anteriore

### 5.5.9. Tappo per estruso bracciolo

Per la sostituzione del tappo per estruso bracciolo (dx o sx), togliere il vecchio tappo come evidenziato in Figura 25.

Inserire il nuovo nella stessa posizione applicando una leggera forza.





Figura 25

Codice	Descrizione
R105-009	Tappo per estruso bracciolo

### 5.5.10. Tubo schienale completo di telo

Per la sostituzione del tubo schienale completo di telo, togliere le due clips di bloccaggio e sfilare la barra come mostrato in Figura 26.

Inserire il nuovo schienale nella stessa posizione e assicurarsi di inserire correttamente le clips di bloccaggio.



**Figura 26**

Codice	Descrizione
<b>R105-010</b>	Tubo schienale completo di telo

### 5.5.11. Assieme ruotino

Per la sostituzione dell'assieme ruotino, svitare completamente le due viti (L) indicate in Figura 27 utilizzando un chiavino per bulloni ad esagono incassato da 5 mm, allargare i due tubolari e sfilare la ruota.

Inserire la nuova ruota, agganciare i due tubolari e assicurarsi di stringere correttamente le viti tolte in precedenza.




Figura 27

Codice	Descrizione
R105-011	Assieme ruotino







## **ENGLISH MANUAL**



# 1. Product presentation

Dear Friend,

Thank You for choosing our product.

The JOB is a chair for the transport of elderly and disabled people adapted to the sea, snow or off-road trekking. It is provided with a pair of wheels designed for an easy transport on all type of surface (sand, pebbles, snow).

Because of the construction with aluminum alloy materials that don't fear the attack of the salt, with the Job you can enter the water staying comfortably seated.

It is completely demountable to facilitate the transport also in small vehicles.

## Features

- 44 cm diameter wheels with tires extractable
- Completely disassembling
- Reduced overall dimensions of the frame disassembled
- Aluminum frame
- Galvanic treatment and epoxy powder painting

**WARNING:** It is prohibited to use the Wheelchair or its parts for any purpose other than that indicated; for a correct use please follow the instructions given in this manual. **NEATECH.IT disclaims any responsibility for damages caused by improper use of aids.**

**WARNING:** The information contained in this manual may be subject to change and without prior notice.

## 2. Starting up

### 2.1. Checks to be made on delivery

- Check for the integrity of the original packaging.
- Check for any anomalies on the shipping documents.
- Check for the functionality and integrity of the device in all its parts, at the time of delivery or immediately thereafter, to ensure that no damage has resulted from a careless transport.
- Make sure the surface of the device is not damaged, scratched, bent, etc.

### 2.2. Unpacking

#### **Inside the box there is:**

- Backrest with upholstery
- Footrest with upholstery
- Front support
- Anti-tip bar
- Main frame with upholstery and tube fasteners
- N. 2 Pneumatic wheels
- N.2 wheel fasteners
- Documentation
- Purchased accessories



#### **PACKAGING DIASPOSAL**

To properly recycle the packaging materials follow the instructions provided by your local waste disposal service.

## 2.3. Mounting the wheelchair

### Anti-tip bar and front support bar

Insert anti-tip bar (D) and front support bar (C) into the main chassis (E) as shown in Figure 29. Secure the two bars with fasteners.

Make sure tubes are correctly locked.




Figure 29



#### **WARNING**

Tubes (D) and (C) are of the same width but (D) is longer.

If tubes (D) and (C) are inverted, the wheelchair will result unbalanced with possible risk for the user.

## Wheels

Insert the wheel (lh and rh) on the axis of the chassis as shown in Figure 30.

Use the special housing hole on the hub, previously aligned with the hole present on the axle of the frame and insert the fastener (F)

Make sure each wheel fastener is correctly locked on hub.





Figure 30

## Backrest


Insert the backrest into the bushings on the main frame as shown in Figure 31, then insert the 2 fasteners deeply through proper holes to lock it.

Make sure fasteners are correctly locked on main frame.



**Figure 31**

After that fix strip located on bottom end of the backrest, passing it around wheels' axle as shown in Figure 32.



**Figure 32**



**WARNING**

It is very important to carefully fix the backrest with the fixing clips and the strip to avoid possible dismounting

## Leg bar

Insert the legbar in the tubes of the chassis as shown in Figure 33 and lock it with the 2 fasteners (G). For adjustment instructions see section 3.1




Figure 33



### WARNING

Tighten correctly the two tubes.

## Disassembly of the wheelchair

In order to disassemble the chair run the described operations in reverse.

Make sure that the locking of the wheels and tubes are trapped in their respective housings of the frame to prevent loss.

## 2.4. Transport and storage

If you don't want to use the Job for a long time, store it in a safe place free from dust and moisture.

If you want to carry the wheelchair, in order to facilitate operations, it is possible to disassemble it as described in section 2.3 and put it in the bag available as accessory. It is recommended to put the pieces of the wheelchair as in Figure 34




Figure 34

## 3. Adjustments

### 3.1. Legrest adjustment

To adjust the position of legrest, remove the fasteners as shown in Figure 35. Put the legrest in one of the three available positions and insert again the fasteners.




Figure 35

## 4. Use of the wheelchair

Do not use wheelchair in deep or agitated water.

Presence of an assistant is obligatory when wheelchair is into the water.

For use in safety of the wheelchair and to avoid situations of risk for the user, verify that **the circumference of the wheels is between 1380 and 1400 mm.**

If not inflate or deflate the wheel to within the recommended range.



**Figure 36**

## 4.1. Accessories

The Job can be equipped with many accessories that Neatech.it makes available to meet different customer needs.

### 4.1.1. Armrests

Assemble the armrest (rh and lh) to the backrest as shown in Figure 37. To ensure a proper connection tighten the two screws shown in Figure 37 with a 6 mm allen wrench





Figure 37

### 4.1.2. Third wheel kit



Please don't make this operation while the user is sitting on the wheelchair


First remove the leg bar and the front support bar simply acting on the fasteners as shown in Figure 38.



**Figure 38**

So connect the third wheel kit inserting the tubes into the holes in front of the frame as shown in Figure 39. Then apply the fasteners into the appropriate holes to ensure proper connection.

The depth adjustment is the same adjustment as for the legbar. For more information see section 3.1.



**Figure 39**



Before using the third wheel kit, control that the pressure of the tire is correct.

Make sure that **the circumference of the wheel is between 81 cm and 84 cm.**

If not inflate or deflate the wheel until its circumference is in the recommended range.

### 4.1.3. Sun awning

The awning package contains:

- Bag with awning and the straps for the coupling (1)
- Supports for the awning (2)
- Awning's support bars (3)



Figure 40

From the support bars of the awnings remove the pipe cover black identifying the hole that has no outer tabs (see Figure 41).



Figure 41

Seeing Figure 42 insert the yellow flat supports in the hole just identified and then insert the support for the awning by sliding it on the backrest. Keep the media flat-head upright and facing up.



**Figure 42**

Seeing Figure 43 attach the strap to the tubular on the back of the backrest so that the hook is facing towards the outside.



**Figure 43**

Attach the strap on the back of the awning to the hook of the belt previously fixed to the tube and pull the belts till they are very stretched.



**Figure 44**

Attach the ties of the awning to the tubular of the legrest.



**Figure 45**

Adjust the tension of the tie rods acting on cord lock till the awning is stable with respect to the chair.



**Figure 46**

## 5. Maintenance



**Any work on the wheelchair must be performed by an authorized service center**

### 5.1. Maintenance and cleaning

Regular maintenance helps to keep intact the functionality and safety of JOB. Inadequate or lack of care and maintenance may cause a limitation of the warranty from the manufacturer.

To clean the chair do not use high-pressure water spray devices. For plastic and metal parts use a soft cloth dampened with mild detergent. For the upholstery, linings, seat and back covers use warm water and mild detergent. Do not use stain removers, solvents, acids, etc.

### 5.2. Controls to be performed on the wheelchair

<b>OPERATION</b>	<b>FREQUENCY</b>
<b>Tire pressure</b> For a safe use of the wheelchair check that the circumference of wheels is in the range specified in section 4 and 4.1.2.	Weekly
<b>Fasteners</b> Check for the presence of all fasteners. See section 5.5.5.	Monthly

### **5.3. Tire puncture**


In case of tire puncture please follow these instructions.

- Clean damaged surface with ethylic alcohol.
- When surface is dry; apply few drops of a glue for rigid PVC.
- Wait some minutes to let glue dry, then inflate wheels as described in this manual.

## 5.4. Specifications

Maximum user weight	125 kg
Empty weight	7 Kg - Chassis 3 Kg - Wheel
Intended use	Job is intended to all those categories of users with temporary or permanent mobility difficulties who need to make trips to the beach and other types of impervious surfaces.

### 5.4.1. Dimensions



Specifications may change according to the customization of each wheelchair.

## 5.5. Instructions for parts replacement



The use of spare parts or accessories not approved by the manufacturer may make the wheelchair unstable or uncontrollable.

**For each order, always contact an authorized service center.**

The final user can buy spare parts at an authorized service centers and substitute by himself.

If the user is not able to substitute himself any parts, he can contact an authorized service center.

Code	Description
<b>R105-001</b>	Wheel assembly
<b>R105-002</b>	Sling seat
<b>R105-003</b>	Sling legrest
<b>R105-004</b>	Sling backrest
<b>R105-005</b>	Fasteners kit
<b>R105-006</b>	Anti-tips bar
<b>R105-007</b>	Legbar structure
<b>R105-008</b>	Front support
<b>R105-009</b>	Cap for extruded armrest
<b>R105-010</b>	Backrest tube including sling backrest
<b>R105-011</b>	Third wheel assembly
<b>R105-012</b>	Axis of the sling seat

### 5.5.1. Wheel assembly

To substitute the wheel assembly (rh or lh) remove the fastener (F) in Figure 47 and remove the wheel.

Insert the new wheel on the axis of the frame using the appropriate location hole, previously aligned with the present hole on the axis of the frame and fully insert the locking clip (F).

Make sure that the fastener is securely attached to the hub of the wheels.



Figure 47

Code	Description
R105-001	Wheel assembly

### 5.5.2. Sling seat

To remove the sling seat, simply pull out as shown in Figure 48. Enter the new seat in the appropriate tube.




Figure 48

If necessary it is possible to replace only the rod axis simply by pulling it out of the sling seat.

Code	Description
R105-002	Sling seat
R105-012	Axis of the sling seat

### 5.5.3. Sling legrest

Remove the legrest as described in section 3.1 and remove the sling legrest. Insert the new sling legrest in the same position, insert the legrest in one of the three available positions and insert again the two fasteners in the appropriate holes.

Code	Description
R105-003	Sling legrest

### 5.5.4. Sling backrest

To replace the sling backrest release the strip on the rear part of the backrest and remove it by passing it around the axis of the wheels.


After that remove the rope, and then remove the ties that keeps it attached to the tubes.

As described enter the new sling backrest in the opposite direction.

Code	Description
R105-004	Sling backrest

### 5.5.5. Fasteners kit

If necessary you can replace the fasteners simply removing the old ones and entering the new in the same position.



**Figure 49**

The fasteners as shown in Figure 49 are located in the positions listed below:

- N°2 Backrest tube
- N°1 Right wheel
- N°1 Left wheel
- N°2 Legrest support
- N°2 Front support
- N°2 Anti-tips bar

Code	Description
R105-005	Kit of fasteners

### 5.5.6. Anti-tips bar

To change the anti-tip bar, remove the two fasteners and pull the bar as shown in Figure 50.

Insert the new bar in the same position, and be sure to properly insert the fasteners.




Figure 50

Code	Description
R105-006	Antip-tips bar

### 5.5.7. Legrest structure

To substitute the footrest structure remove the two fasteners and pull the bar as shown in Figure 51.

Insert the new bar in the same position, and be sure to properly insert the fasteners.




Figure 51

Code	Description
R105-007	Legrest structure

### 5.5.8. Front support

To replace the front support, remove the two fasteners and remove the bar as shown in Figure 52.

Insert the new bar in the same position, and be sure to properly insert the fasteners.




Figure 52

Code	Description
R105-008	Front support

### 5.5.9. Cap for extruded armrest

To substitute the cap for extruded armrest (rh and lh), remove the old cap as shown in Figure 53.

Insert the new one in the same position applying a light pressure.




Figure 53

Code	Description
R105-009	Cap for extruded armrest

### 5.5.10. Backrest tube including sling backrest

To substitute the backrest tube comprehensive of sling backrest, remove the two fasteners and pull the bar as shown in Figure 54.

Insert the new backrest in the same position and be sure to properly insert the fasteners.




Figure 54

Code	Description
R105-010	Backrest tube including sling backrest

### 5.5.11. Third wheel assembly

To replace the third wheel assembly, unscrew the two bolts (L) shown in Figure 55 using a 5 mm allen wrench, expand the two tubes and remove the wheel.

Insert the new wheel, hook the two tubes and make sure to properly tighten the bolts previously removed.




Figure 55

Code	Description
R105-011	Third wheel assembly

## 6. Warranty terms

JOB is a product globally guaranteed for 24 months. The warranty covers defects in materials or workmanship. The warranty doesn't cover parts subject to usury or damaged parts by: overload, misuse, alterations and repairs made by unauthorized third parties from Neatech.it s.r.l. .

The warranty expires in case of tampering, improper storage, unauthorized or incorrect maintenance.

### 6.1. Serial number

For any report or assistance request communicate the unique identification code on the chassis of each JOB as shown in Figure 56.




Figure 56

### 6.2. Incident reporting

If an incident occurs please contact an authorized service center. For a list of authorized service center please contact the manufacturer:

**Neatech.it srl**

4/A, A. de Curtis st.- 80040, Cercola (NA), Italy

[www.neatech.it](http://www.neatech.it) – [info@neatech.it](mailto:info@neatech.it) - +39 081 555 1946






**Neatech.it s.r.l.**

via A. De Curtis, 4/A - 80040 Cercola (NA) Italy

tel. +39 0815551946 - fax +39 0815552507

[www.neatech.it](http://www.neatech.it) - [info@neatech.it](mailto:info@neatech.it)



**NEATECH**™