

**Se c'è qualcosa da scoprire,  
ve ne accorgete anche voi.**

Il Dermatoscopio HEINE DELTA 30.



# Il Dermoscopio HEINE DELTA 30. Potresti comprarlo per la sua immagine. O per le immagini che ti farà vedere.

Nitidezza estrema delle immagini grazie al sistema ottico acromatico HEINE

Rapido passaggio dall'esame a contatto all'esame non a contatto

Impugnatura ergonomica grazie al design ad angolo del dispositivo



Grandissimo campo visivo di 30 mm veri (lente di 32 mm) Ø

**LEDHQ**  
LED IN HEINE QUALITY.

Straordinaria resa cromatica grazie ai LEDHQ

Documentazione digitale con l'esclusiva app HEINE DERM o con il sistema HEINE Cube\*

- **Immagine cristallina**, sia che si preferisca lavorare da vicino o ad una maggiore distanza
- **Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione**
- **Luminosità a piacere**: 3 intensità luminose
- **Ingenzabile facilmente con un disinfettante spray**
- **Ingrandimento 10x**
- **Nessuna contaminazione incrociata**: piastrina di contatto con scala autoclavabile
- **Correzione diottrica**
- **Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto** = funzione "Toggle".  
Maggiori informazioni alla pagina [heine.com/it/Toggle](http://heine.com/it/Toggle)

- **Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion**: nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi indipendentemente dal livello di carica
- **Piastrina di contatto piccola** per aree poco accessibili
- **Charger 30 caricatore da tavolo**
- **3 possibilità di documentazione digitale**:
  - Con l'esclusiva app HEINE DERM: Bodymap, cartella pazienti, funzione e-mail e molto altro ancora
  - Senza fili con il sistema HEINE Cube per un massimo di 10 medici con dermatoscopi HEINE
  - Immagini digitali convenzionali con i principali smartphone in commercio

**DELTA 30** con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

**K-230.28.305**

**Charger 30** caricatore da tavolo per DELTA 30

**X-002.99.212**

· **Accessori e altri articoli su [heine.com/it/DELTA30](http://heine.com/it/DELTA30)**

\* Non disponibile in tutti i paesi.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



09/21. A-000.00.228 i

