



Funzionamento

1) Iniezione come una siringa classica



Funzionamento


2) Attivazione primo sistema di sicurezza



A fine iniezione si preme leggermente il pistone, anche con l'ago ancora inserito. Si sente un “click” che indica che l'attivazione è inserita.

Funzionamento


3) Protezione dall'ago



L'ago viene trascinato nella camera, le mani rimangono sempre protette

Funzionamento

4) Attivazione della seconda sicurezza



A fine corsa si sente un “click” di attivazione della seconda sicurezza, ora il pistone è bloccato e l'ago è protetto nella camera.

Funzionamento

5) Gestione della siringa come rifiuto, ago a rischio biologico

