

# GENESY 3000


## Funzioni Speciali



### 530 PROGRAMMI

**156 Sport - 64 Fitness - 111 Bellezza - 65 Rehab - 35 Dolore - 34 MENS  
- 9 Denervato - 29 Kotz - 26 Interferenziali - 1 Ionofresi.**

- **MY TRAINER:** visualizza le immagini del posizionamento elettrodi direttamente sul display.
- **RUN TIME:** modifica dei parametri di contrazione durante la stimolazione.
- **FAST MENU:** per una navigazione più veloce.
- **DISPLAY LCD GRAFICO**
- **RIEDUCAZIONE FUNZIONALE:** i programmi sono mirati, per eseguire correttamente la riabilitazione dell'infortunato attraverso programmi specifici con onda quadra, Kotz, Denervato, Interferenziale.
- **MICROCORRENTI (MENS):** Genesy 3000 presenta le nuove ed innovative correnti "curative" e "rigenerative", proposte per applicazioni di tipo Sport, di Bellezza e soprattutto per trattamenti di Salute.
- **FUNZIONE 2+2:** possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.
- **MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®):** Genesy 3000 è l'unico stimolatore che consente di eseguire un programma in modo automatico, senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.
- **FUNZIONE MEMO:** Genesy 3000 consente di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.
- **SYNCRSTIM:** agendo su un unico tasto si può aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.
- **LAST 10:** Genesy 3000 tiene in memoria gli ultimi programmi effettuati. In tal modo gli stessi sono disponibili per una rapida e semplicissima esecuzione futura.
- **APPLICAZIONI SPECIFICHE UOMO/DONNA:** i 530 programmi sono differenziati tra uomo e donna per rispettare le differenze fisiologiche ed esaltare i risultati.



CE  
0476

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti (8 elettrodi)  
 Frequenza: 0,3 – 150 Hz - Potenza: 120 mA per canale  
 Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs  
 Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata  
 Alimentazione: a rete e a batteria  
 Dispositivo in Classe II tipo BF  
 Standard: CEI EN 60601-1:1998; CEI EN 60601-1-1;  
 CEI EN 60601-1-2:1998; CEI EN  
 60601-1-4:1997; CEI EN 60601-2-10:2001; CEI 62-84;  
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE  
 Made in Italy

### DOTAZIONE

1 Borsa  
 1 Stimolatore GLOBUS GENESY 3000  
 4 Cavi per collegamento agli elettrodi  
 2 Cavi per microcorrente  
 2 Elettrodi Iono, 2 Fasce elastiche, 4 Elettrodi autoadesivi quadrati, 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari  
 1 Alimentatore  
 1 Manuale operativo



# GLOBUS

## GENESY 3000

### Elenco programmi

#### REHAB

Recupero atrofia 1-2  
 Penna cercapunti  
 Rimuscolazione 1-2  
 Rafforzamento 1-2  
 Mobilizzazione 1-2  
 Agonista/antagonista  
 Elasticizzazione leg. Crociato  
 Instabilità vescicale  
 Incontinenza mista 1-2  
 Incontinenza da stress 1-2  
 Emiplegia arti superiori  
 Emiplegia arti inferiori  
 Elasticizzazione Tendine Achille  
 Spasticità  
 Protesi anca

#### DOLORE

Tens endorfinica  
 Tens antalgico dolore acuto  
 Tens antalgico dolore cronico  
 Tens modulata  
 Arto fantasma 1-2  
 Compressione spina  
 Ematomi  
 Contratture  
 Sciatalgia  
 Antistress  
 Lombalgia  
 Nevralgia cervico-brachiale  
 Cervicali  
 Periartrite scapolo-omerale  
 Epicondilita  
 Nausea  
 Tunnel carpale  
 Artrosi anca  
 Condrite rotulea  
 Dolore mestruali  
 Dolore mestruali intensi  
 Versamento profondo  
 Trapezialgia  
 Dolore alle anche  
 Dolore al ginocchio  
 Dolore alla caviglia  
 Tens antal. anti-accomodazione  
 Dolore da frattura  
 Dolore cronici  
 Frattura costole  
 Algodistrofia  
 Dolore alle dita  
 Periostite  
 Rizopatia cervicale

#### IONOFRESI

Ionofresi

#### MICROCORRENTI

Epicondilita  
 Periartrite scapolo-omerale  
 Contratture  
 Stiramento muscolare  
 Strappo muscolare  
 Ripristino energetico muscolare  
 Contusione  
 Edema  
 Herpes Zoster  
 Ematoma  
 Ulcera ischemica della pelle  
 Sciatalgia  
 Nevralgia femorale  
 Lombalgia  
 Ernia del disco e spondilosi lombare  
 Nevralgia brachiale  
 Torcicollo  
 Eemicrania  
 Dolore al collo/Colpo di frusta  
 Spondilosi cervicale  
 Distorsione spalla  
 Sindrome del Tunnel Carpale  
 Artrite mano  
 Frattura delle dita  
 Effetto microlifting seno  
 Effetto microlifting décolleté  
 Effetto microlifting viso  
 Elasticità pelle viso  
 Distorsione ginocchio  
 Infiammazione tendine rotuleo  
 Osteoartrite ginocchio  
 Distorsione caviglia  
 Infiammazione Tendine Achille  
 Artrite reumatoide

#### DENERVATO

Rettangolare 1-2-3  
 Triangolare 1-2-3  
 Trapezoidale 1-2-3

#### KOTZ

Ipotrofia residua da sofferenza L5  
 Ipotrofia retto anteriore quadricipite  
 Lombalgia cronica  
 Rinforzo muscolare dopo meniscopatia  
 Osteoporosi vertebrale  
 Metatarsalgia  
 Riattivazione del medio gluteo

Rinforzo muscolare del dentato  
 Rinforzo isometrico del quadricipite  
 Riscaldamento  
 Ipotrofia post-traumatica ischio-crurale  
 Ipotrofia post-traumatica deltoide  
 Ipotrofia tricipitale  
 Ipotrofia vasto mediale  
 Piede piatto  
 Frattura vertebrale tratto lombare  
 Forza quadricipite  
 Riatt. muscolare avanzata-Sindrome ipocinetica  
 Rinforzo muscolare peronieri  
 Scoliosi  
 Tonificazione muscolare  
 Ipercifosi toracica  
 Ipotrofia muscoli para vertebrale dorsale  
 Allenamento muscolare  
 Coxartrosi inveterata ipotrofia glutea  
 Defaticamento  
 Deficit gluteo da sofferenza  
 Frattura di Colles -Riattivazione flessori

#### INTERFERENZIALI

**Costante** (per patologie dolorose tendinee e muscolari)  
**Sweep 80-100 Hz** (per patologie dolorose tendinee e muscolari in fase acuta)  
**Sweep 5-100 Hz** (per patologie dolorose tendinee e muscolari in fase acuta ed in presenza di infiammazioni)  
**Sweep 5-20 Hz** (manifestazioni dolorose dove è richiesto riassorbimento di edemi) (effetto pompa)  
**Multi freq** (riassorbimento edemi in presenza dolore acuto)  
**Sweep 5-50 Hz** (per patologie muscolari con necessità di riassorbimento edemi)  
**Sweep 50-100 Hz** (dolore acuto e cronico muscolare)  
**LP** (usato in alternativa alle LP dinamiche)  
**CP** (usato in alternativa alle LP dinamiche)  
**COST LP, CP** (associazione dei programmi precedenti)  
**AMF** (indicato per zone ampie di dolore)  
 Artrosi degenerativa del ginocchio  
 Borsite sub acromiale  
 Cefalea miotensiva  
 Cervico brachialgia acuta  
 Coxartrosi avanzata  
 Distorsione recente del ginocchio  
 Dolore cervicale acuto  
 Dorsalgia acuta con contrattura muscolare  
 Epicondilita acuta  
 Lombalgia cronica con contrattura muscolare  
 Contratture  
 Distorsione spalla  
 Periartrite scapolo-omerale calcifica

Distorsione caviglia

#### SPORT

Demo  
 \*Capillarizzazione  
 \*Riscaldamento  
 \*Riscaldamento pre-gara  
 \*Recupero attivo  
 \*Forza massimale 1-2  
 \*Forza resistente 1-2  
 \*Forza esplosiva 1-2  
 \*Resistenza aerobica 1-2  
 \*Reattività  
 \*Recupero post-gara  
 \*Decontratturante  
 \*Iperτροφια  
 \*Lavoro dinamico 1-2

#### FITNESS

\*Rassodamento  
 \*Rassodamento Bio-Pulse  
 \*Modellamento  
 \*Modellamento Bio-Pulse  
 \*Tonificazione  
 \*Aumento massa  
 \*Body sculpting  
 \*Definizione  
 \*Jogging  
 \*Anaerobico  
 \*Aerobico  
 \*Iniziazione muscolare  
 \*Prevenzione crampi

#### BELLEZZA

\*Drenaggio 1-2  
 \*Drenaggio Bio-Pulse  
 \*Lipolisi 1-2  
 \*Massaggio relax  
 \*Massaggio tonificante 1-2  
 \*Massaggio energetico 1-2  
 \*Massaggio connettivo 1-2  
 Drenaggio post-parto  
 Lipolisi post-parto  
 Rassodamento post-parto  
 Rassodamento seno  
 Modellamento seno  
 \*Braccia gonfie  
 \*Capillarizzazione viso  
 \*Effetto lifting viso  
 \*Insufficienza arteriosa  
 \*Insufficienza venosa  
 \*Definizione 1-2  
 \*Linea 1-2  
 \*Vascolarizzazione 1-2

\*Programma presente sia per uomo che per donna



# GLOBUS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Via Vittorio Veneto 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY

Tel (+39)0438.7933 - Fax (+39)0438.793363 - info@globuscorporation.com - www.globuscorporation.com