

LIPOZERO G150

Cavitazione estetica

52 PROGRAMMI

**9 CaviMax150 – 10 MF-Plus - 5 Mobilizzazione Adiposità NorAd-526 –
2 Adiposità Maschile - 8 Bellezza – 8 Pelle – 10 Salute**

LA CAVITAZIONE Ultrasonica è la più efficace metodologia di lavoro per combattere la Cellulite ed eliminare il grasso superfluo

MECCANISMO D'AZIONE:

- Quando il tessuto adiposo viene raggiunto in profondità da energia ultrasonica a bassa frequenza si determinano al suo interno fasi cicliche di compressione e decompressione che producono la formazione di cavità contenenti gas e vapore
- Grazie a questo meccanismo d'azione le cavità create si continuano ad espandere e a comprimersi con sempre maggiore energia fino ad esplodere con conseguente demolizione del tessuto adiposo
- Il grasso contenuto negli adipociti viene così liberato ed eliminato attraverso la circolazione sanguigna, senza che vengano minimamente danneggiati i tessuti circostanti

LE FREQUENZE DELLA CAVITAZIONE PROFESSIONALE GLOBUS

Il meccanismo cavitazionale si produce efficacemente solo con basse frequenze, inferiori a 600 KHz, perché solo queste riescono a penetrare in profondità per demolire il tessuto adiposo. Più bassa è la frequenza maggiore è la profondità e l'azione d'urto.

- **150 KHz** per Cellulite e adiposità un po' meno spessa e profonda (Professional)
- **526 KHz** per associare alla demolizione adiposa la produzione di Noradrenalina (NorAd-526) che fa bruciare i grassi grazie all'aumento del metabolismo. Particolarmente utilizzata per la adiposità addominale maschile
- **3 MHz** per trattamenti di bellezza più superficiali e per la pelle

MF PLUS - TRATTAMENTI MULTIFREQUENZA: ESCLUSIVA MONDIALE GLOBUS

Ricerche scientifiche internazionali hanno dimostrato che l'applicazione di Cavitazione a Modulazione di Frequenza (alternanza di frequenze diverse) produce migliori risultati perché l'associazione di frequenze diverse permette di agire contemporaneamente alle diverse profondità e di personalizzare i trattamenti in funzione della tipologia di cellulite

PROGRAMMI TERAPEUTICI

LIPOZERO G150 è dotata di un'ampia gamma di programmi terapeutici per il trattamento delle principali patologie a frequenza **1 MHz**

NUOVA VALIGETTA MODA: LIPOZERO G150 viene fornito in una pratica e moderna valigetta in alluminio e ecopelle che ne agevola il trasporto permettendoti di essere sempre alla moda

52 PROGRAMMI 30 memorizzabili:

- 9 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 KHz
- 10 MF-PLUS – TRATTAMENTI MULTIFREQUENZA
- 5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITA' NorAd-526
- 2 ADIPOSITA' MASCHILE
- 8 BEAUTY
- 8 PELLE
- 10 TERAPIE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 3 W/cm²
 Uscite: 1 - Manipolo: 1 Ø mm42 - IP 65
 Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz e a batteria ricaricabile (non in dotazione)
 Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm
 Display retroilluminato
 Emissione: continua e pulsata
 Frequenza di emissione: 3 MHz, 1 MHz, 526 KHz e 150 KHz
 Dispositivo **CE**
 Standard: EN 60601-1 EN 60601-1-2

DOTAZIONE

- 1 valigetta
- 1 ultrasuono Lipozero G150
- 1 manipolo Multifreq. (3 e 1 MHz, 526 e 150 KHz)
- 1 confezione Gel
- 1 alimentatore
- 1 manuale operativo



GLOBUS

LIPOZERO G150

Elenco programmi

CAVIMAX 150 KHz

Lipolisi
Lipolisi fascia addominale
Cellulite
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Culotte de cheval
Cellulite edematosa gambe
Cellulite fibrosa gambe
Cellulite con pelle a buccia d'arancia

MF-PLUS

Lipolisi
Cellulite
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Culotte de cheval
Cellulite con pelle a buccia d'arancia
Adiposità maschile addome
Adiposità maschile fianchi
Adiposità maschile arti inferiori
Adiposità maschile arti superiori

MOBILIZZAZIONE ADIPOSITA' NorAd-526

Lipolisi-NorAd-526
Cellulite- NorAd-526
Adiposità- NorAd-526
NorAd-526 1
NorAd-526 2

ADIPOSITA' MASCHILE

Adiposità maschile addome
Adiposità maschile fianchi

BEAUTY

Massaggio
Modellamento
Modellamento gambe
Drenaggio
Drenaggio gambe
Drenaggio braccia
Smagliature
Applicazione principi attivi

PELLE

Acne
Lifting facciale
Trattamento rughe
Cicatrici
Couperose
Foruncoli corpo
Foruncoli viso
Skin restructure

SALUTE

Sciatalgia
Lombalgia
Artrite
Tunnel Carpale
Nevralgia
Tendinite
Epicondilita
Periartrite
Distorsione
Contusioni



GLOBUS