

GAMMA ACCESSORI



F 01. TAPPETINO SOFT 4
2 canali totali, mm 250x250 (4 BOBINE)

F 02. SOLENOIDE singolo, mm 120x125 (1 BOBINA)



F 03. SOLENOIDE flessibile, mm 400x150 (4 BOBINE)



F 04. SOLENOIDE flessibile, mm 330x110 (2 BOBINE)

F 05. SOLENOIDE rigido, mm 110x120




F 06. TAPPETO SINGOLO
Lunghezza mm 440 - Larghezza mm 700

F 07. MATERASSO
Lunghezza mm 1760 - Larghezza mm 700



F 07

LE PRINCIPALI AREE ANATOMICHE



ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SOLENOIDI FLESSIBILI.

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



ACQUISTA O **NOLEGGIA**
IL TUO DISPOSITIVO PER
LA MAGNETOTERAPIA

DOMINO SRL - 31013 Codognè (TV) - ITALIA - Tel. (+39) 0438.7933

globuscorporation.com



Materiale informativo riservato agli operatori del settore.
Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza l'obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visita il sito.

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNETOTERAPIA

- ARTROSI • DOLORI ARTICOLARI
- OSTEOPOROSI • FRATTURE OSSEE



Rev. It_06_2019

TRATTAMENTI EFFICACI PER ARTROSI E DOLORI ARTICOLARI

Dimentica il dolore e torna a muoverti liberamente!

Il segnale elettromagnetico penetra sulle strutture articolari ed esercita un effetto anti-infiammatorio, riattivando il metabolismo di ossa e cartilagini.

In questo modo, la magnetoterapia riduce il dolore, migliora la mobilità articolare e ti aiuta a ritrovare la libertà di movimento.

FRATTURE E RITARDI DI CONSOLIDAMENTO

Molti studi hanno messo a confronto soggetti con fratture, sottoposti a magnetoterapia, con gruppi di controllo non trattati. I soggetti trattati hanno mostrato una guarigione migliore e più veloce, con minor incidenza di eventi negativi come ritardi di consolidamento, osteonecrosi o necessità di re-interventi.

Con la magnetoterapia GLOBUS puoi effettuare i trattamenti per le fratture direttamente a casa tua!

OSTEOPOROSI

I campi magnetici aiutano le strutture ossee colpite da osteoporosi a produrre nuovo tessuto osseo, accelerando l'attività degli osteoblasti e favorendo l'assimilazione del calcio. Spesso l'osteoporosi è una malattia total-body in quanto si estende a tutto l'apparato scheletrico. Per questo è ideale utilizzare l'apposito materassino B-Mat in modo da applicare l'effetto terapeutico a tutto il corpo.



I TOP DI GAMMA

MAGNUM 3500 PRO

- 70 PROGRAMMI
- 4 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 2 + 2: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON DUE CANALI CIASCUNO

MAGNUM 3000 PRO

- 70 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 1 + 1: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON UN CANALE CIASCUNO



SPECIFICHE
Intensità: 800 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Personalizzazione dei programmi
Creazione di nuovi programmi

DOTAZIONE
1 Valigetta
1 Unità di magnetoterapia
2 Solenoidi flessibili - 2 Solenoidi "soft"
1 Tappetino "soft 4"
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo

SPECIFICHE
Intensità: 400 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Personalizzazione dei programmi
Creazione di nuovi programmi

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
2 Solenoidi flessibili
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo

POTENTI E MANEGGEVOLI

MAGNUM XL PRO

- 46 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- CREAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI
- LA PIÙ POTENTE SU DIMENSIONI COMPATTE

MAGNUM 2500

- 52 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 1 + 1: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON UN CANALE CIASCUNO



SPECIFICHE
Intensità: 400 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Personalizzazione dei programmi
Creazione di nuovi programmi

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
2 Solenoidi flessibili
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo

SPECIFICHE
Intensità: 320 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Personalizzazione dei programmi
Creazione di nuovi programmi

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Solenoide flessibile
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo

FACILITÀ D'USO

MAGNUM XL

- 26 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- CREAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI



SPECIFICHE
Intensità: 280 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Solo con solenoidi flessibili

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Solenoide flessibile
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo

MAGNUM L

- 8 PROGRAMMI
- 1 CANALE DI USCITA
- DISPONE DEI PROGRAMMI ESSENZIALI PER LE PIÙ COMUNI PATOLOGIE



SPECIFICHE
Intensità: 120 Gauss di media totali
Frequenza: 5-200Hz
Solo con solenoidi flessibili

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Solenoide flessibile
1 Alimentatore - 1 Manuale operativo