

# MANUALE ISTRUZIONI

## MOVIN'SIT



### MODELLI MOVIN'SIT

Descrizione	Codice
Movin'sit Blu	147141

#### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@mailsec.it](mailto:fisiotech@mailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>pag. 4</b>
<b>GARANZIA – TRACCIABILITÀ – MODELLI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>PULIZIA – AVVERTENZE</b>	<b>pag. 6</b>

## INTRODUZIONE

Il Movin' Sit è un cuscino dinamico gonfiabile che attiva i muscoli del tronco sostenendo la colonna vertebrale. La forma è studiata per offrire una postura più corretta, agevolando la ricerca di una posizione pelvica equilibrata. Il movimento e il beneficio offerto sono molto simili a quelli offerti dalla palla. Prodotto Medical Device di Classe I. Colore Blu.

### **Dati del produttore**

LEDRAPLASTIC SPA  
Via Brigata Re, 1  
33010 OSOPPO UD  
Tel. +39 0432 975051  
Fax +39 0432 975788

### **Dati del distributore**

FISIOTECH SRL  
Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F  
31028 VAZZOLA (TV) - Italia  
Tel. +39 0438 470342  
Fax +39 0438 478762  
[info@fisitech.com](mailto:info@fisitech.com)

### **Uso previsto**

Cuscino per favorire la corretta postura o per supporto lombare.



**ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.**

**FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.**

## CARATTERISTICHE

- Il cuscino Movin'sit si adatta perfettamente alla scrivania per adulti e ad altre sedie.
- La materia prima utilizzata nel processo di produzione è PVC di alta qualità (vinile), che è conforme alla normativa REACH - CE 1907/2006.


**HIGH QUALITY**  
**PVC**



- Senza ftalati e latex free



- I prodotti appartenenti alla categoria PVC 3 sono riciclabili al 100%.



## GARANZIA

Il Movin'sit è garantito per un periodo di 1 anno dalla data della prova d'acquisto.


La garanzia si intende solo per difetti di fabbricazione.

Il fabbricante non risponde di danni causati da un uso non corretto del prodotto.

Al fine di accogliere un reclamo, il prodotto in questione deve essere reso al fabbricante per l'ispezione.

## NUMERO DI TRACCIABILITÀ

In ottemperanza alle normative europee riguardanti i Dispositivi Medici, il Movin' Sit è dotato di un numero di tracciabilità (lotto di produzione) composto da 4 cifre. Tale numero identificativo è apposto sul prodotto (o sulle istruzioni ad esso allegate) e sul master carton. In caso di reclamo si richiede di citare tale numero al fine di poter identificare il lotto di produzione.



## MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
147141	<b>Movin'sit Colore Blu.</b> Dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza 36 cm</li> <li>• Larghezza 36 cm</li> <li>• Altezza 7 cm</li> <li>• Peso raccomandato 120 Kg</li> <li>• Capacità di carico testata 200 Kg</li> </ul>	

## **PULIZIA**

Pulire con acqua e sapone delicato.  
Asciugare con un panno asciutto per eliminare l'acqua in eccesso.  
Non usare spazzole, spugne abrasive o sostanze chimiche.  
Non usare sistemi di sterilizzazione.



## **ATTENZIONE**

- Non esporre il prodotto a fonti di calore o lungamente alla luce diretta.
- Dispositivo adatto a bambini superiori ai 10 anni.
- Se utilizzato da bambini si raccomanda la supervisione di un adulto.
- In caso di foratura non riparare. Il prodotto riparato perde i requisiti di sicurezza.

